

الاختبارات الكيموحيوية التشخيصية للبكتريا

م. م. عباس حميد شكور الوندائي أ. د. لمى عبد الهادي زوين

(LIA) Test

(ONPG) Test

(MR-VP) Test


(LAP) Test

(PYR) Test

(CAMP) Test

(MUG) Test

(TSI) Test



الاختبارات الكيموحيوية
التشخيصية للبكتريا

الاختبارات الكيموحيوية التشخيصية للبكتريا

م.م.عباس حميد شكور الوندائي ا.د.لمى عبد الهادي زوين

٢٠٢١ م

الطبعة الاولى

١٤٤٢ هـ

الونداوي , عباس حميد شكور / زوين , لمى عبد الهادي
الاختبارات الكيموحيوية التشخيصية للبكتيريا
رقم الإيداع في دار الكتب والوثائق - بغداد: (2020 \ 2698)
المقوم اللغوي: م. ناهدة غازي علوان / كلية التربية للعلوم الصرفة ابن الهيثم / جامعة بغداد
ISBN: 978-9922-631-60-8 الرقم الدولي
تم إعداد بيانات الفهرسة والتصنيف الأولية من قبل دار الذاكرة للنشر والتوزيع

الطبعة الأولى ٢٠٢١

حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

حقوق النشر الإلكتروني محفوظة للمؤلف

نع طباعة أو تصوير هذا المنشور بأية طريقة كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو مغناطيسية
أو بالتصوير أو بخلاف ذلك دون الرجوع إلى الناشر وبإذن خطي مسبق وبخلاف ذلك
يتعرض الفاعل للملاحقة القانونية



بغداد - الصرافية - مجاور الجسر الحديدي

نقال: ٠٧٨٠٠٧٤٠٧٢٨ / ٠٧٧٠٠٤٨٨٧٨٠

بريد إلكتروني: info@althakera.com / www.althakera.com

الاهداء

الى من نشواق اليه بكل جوارحناوطننا الغالي العراق
الى من كانوا لنا سندا وشدوا ازرناافراد اسرتنا
الى كل من دعا لنا بالخيرالمخلصين

المؤلفون

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ)

صدق الله العظيم

[المجادلة: ١١].

قائمة المحتويات

ت	العنوان	رقم الصفحة
١	المقدمة	١١
٢	اختبار استهلاك الاسيتاميد Acetamide Utilization	١٤
٣	اختبار استهلاك الخلطات Acetate Utilization	١٦
٤	اختبار حساسية الباسيتراسين Bacitracin Susceptibility	١٨
٥	اختبار حساسية نوفوبيوسين Novobiocin Susceptibility Tests	٢٠
٦	اختبار السكولين والصفراء Bile Esculin Test	٢١
٧	اختبار ذوبانية الصفراء Bile Solubility Test	٢٣
٨	اختبار البيوتاريت Butyrate Disk	٢٥
٩	اختبار CAMP Test	٢٦
١٠	اختبار الكاتاليز Catalase Test	٢٨
١١	اختبار السترميد Cetrimide Agar	٣٠
١٢	اختبار استهلاك السترات Citrate Utilization	٣٢
١٣	اختبار التجلط Coagulase Test	٣٤
١٤	اختبار Decarboxylase Tests (Moeller's Method)	٣٧
١٥	اختبار تحلل الدنا DNA Hydrolysis (DNase)	٣٩
١٦	اختبار تحلل الأسكولين Esculin Hydrolysis	٤١
١٧	اختبار وسط التخمر Fermentation Media	٤٢
١٨	اختبار تصبغ الاسواط Flagella Stain (Wet Mount Technique)	٤٦
١٩	اختبار تحلل الجيلاتين Gelatin Hydrolysis	٤٩
٢٠	اختبار النمو بدرجة ٤٢ م ° 42°C Growth at	٥١
٢١	اختبار تحلل الهايپوريت Hippurate Hydrolysis	٥٢
٢٢	اختبار الاندول Indole Production	٥٤
٢٣	اختبار LeucineAmino peptidase (LAP) Test	٥٦
٢٤	اختبار وسط (حليب اللتموس) Litmus Milk Medium	٥٧
٢٥	اختبار Lysine Iron Agar (LIA)	٦٠
٢٦	اختبار احمر الميثيل / فوكاسبروسكاور Methyl Red -Voges-Proskauer (MR-VP) Tests	٦٣
٢٧	اختبار مكروديز (الاو كسيديز المحور) Microdase Test (Modified Oxidase)	٦٧
٢٨	اختبار الحركة Motility Testing	٦٩
٢٩	اختبار الحركة وكبريتيد الهيدروجين Hydrogen Sulfide Production and Motility	٧٠
٣٠	اختبار وسط ام أر أس MRS Broth	٧٢

٧٥	اختبار 4-Methylumbelliferyl- β -D-Glucuronide (MUG) Test	٣١
٧٧	Nitrate Reduction اختبار اختزال النترات	٣٢
٨١	Nitrite Reduction اختبار اختزال النتريت	٣٣
٨٣	اختبار o-Nitrophenyl- β -D-Galactopyranoside (ONPG) Test	٣٤
٨٥	اختبار حساسية Optochin (P disk) Susceptibility Test	٣٥
٨٧	اختبار الاوكسيديز (طريقة كوفاكس) Oxidase Test (Kovac's Method)	٣٦
٨٩	اختبار الاكسدة والتخمير Oxidation/Fermentation (of) Medium (CDC Method)	٣٧
٩١	Oxidation–Fermentation (O–F) Test اختبار	٣٨
٩٣	Phenylalanine Deaminase اختبار انزيم	٣٩
٩٥	L-PyrrolidonylArylamidase (PYR) Test اختبار	٤٠
٩٦	Pyruvate Broth اختبار وسط البايروفيت السائل	٤١
٩٨	Salt Tolerance Test اختبار تحمل الملح	٤٢
١٠٠	Spot Indole Test اختبار بقعة الاندول	٤٣
١٠١	Triple Sugar Iron Agar (TSI) اختبار حديد السكر الثلاثي	٤٤
١٠٥	Urease test اختبار اليوريز	٤٥
١٠٩	X and V Factor Test (V,X) اختبار عامل	٤٦
١١١	Starch Hydrolysis اختبار تحلل النشا المائي	٤٧
١١٣	Lipid Hydrolysis اختبار تحلل الدهون	٤٨
١١٧	Malonate Test اختبار المالونيت	٤٩
١٢٠	Casein Hydrolysis Test اختبار تحلل الكازين	٥٠
١٢٣	الملاحق	٥١
١٣٠	المصادر	٥٢

العلم الفيزيائي

مقدمة :-

تكون المعلومات الأولية التي يعتمد عليها اختصاصيو الأحياء المجهرية في عملية التصنيف هي الوصف الماكروسكوبي Macroscopic للمستعمرة ، أو الشكل الخارجي للمستعمرة Colony morphology ، ويمكن ان يشمل تحليل الدم (إن وجد) ، الصبغة (إن وجدت) ، الحجم ، النسجة (معتم أو نصف شفاف أو شفاف) والعديد من الخصائص الأخرى. وبعد الملاحظة الدقيقة للمستعمرات تستعمل صبغة كرام لتقسيم البكتيريا على مجموعتين واسعتين بالاعتماد على تفاعل صبغة كرام و الشكل الخلوي الخارجي للبكتيريا الموجبة او السالبة لصبغة كرام مثلا (المكورات الموجبة لصبغة كرام او العصويات السالبة لصبغة كرام). اما البكتيريا الموجبة لصبغة كرام فيجب أن يتبع صبغة كرام اختبار الكاتليز ويتبع البكتيريا السالبة لصبغة كرام اختبار أوكسيديز، فضلا عن هذه الاختبارات البسيطة فان النمو في وسط الماكونكي MacConkey ، إذا كانت العزلة عبارة عن عصيات rod او عصيات مكورة coccobacillus سالبة لصبغة كرام وهذا يساعد عالم الأحياء المجهرية على تعيين الكائن الحي إلى إحدى الفئات الأساسية.

تنجز البكتيريا أنشطتها الكيموحيوية المختلفة (النمو والتكاثر) باستعمال المواد الخام (المغذيات) التي يتم الحصول عليها من البيئة، وتحدث التحولات الكيموحيوية داخل الخلايا البكتيرية وخارجها بفعل محفزات بيولوجية تدعى بالإنزيمات. يقدم هذا الجزء من الكتاب التجارب أو الاختبار لبعض الأنشطة الكيموحيوية للبكتيريا من خلال مراقبة قدرة البكتيريا على استعمال الإنزيمات وتحلل الكربوهيدرات والدهون والبروتينات والأحماض الأمينية و غالبًا ما ينتج التمثيل الغذائي أو استعمال الجزيئات العضوية منتجات عرضية يمكن اعتمادها في تحديد وتوصيف البكتيريا.

قد يهمل أن تعرف أنه على الرغم من أن الاختبارات الكيموحيوية تفرق بين البكتيريا بناءً الى الخصائص الفسيولوجية ، فإن العديد من هذه الاختبارات تحدث عن طريق إجراء تقييم نوعي بسيط لدرجة الحموضة، اذ يمكن للكائن الحي القيام بتفاعل أو سلسلة من التفاعلات ، ولكن مهما كانت الكيمياء معقدة ، فإن تقييم الاختبار غالبًا ما يكون مجرد اختبار بسيط لمعرفة ما إذا تم تكوين حمض أو قاعدة. تتضمن الاوساط الزرعية مؤشرات لونية عادة مثل احمر الفينول henol

red والبروموكريزول الارجواني Bromcresol purple او بروموثايمول الاخضر Bromthymol green لتغيير اللون عند تغير الاس الهيدروجيني .ان سبب اضافة الأصباغ المختلفة هو أن كل منها يعمل بالشكل أفضل على نطاق الأس الهيدروجيني المحدد ويسمح بتصميم الاوساط الزرعية مع نوع البكتيريا التي يتم اختبارها.

تفضل البكتيريا الفموية مثلاً بيئة حامضية (الاس الهيدروجيني ٤) بينما تفضل البكتيريا المعوية بيئة متعادلة (الاس الهيدروجيني ٧). من الواضح أن هناك تفاعلات أيضية أكثر مما يمكن مناقشته في هذا الكتاب ، لكننا اعتقدنا أنه سيكون من المفيد مناقشة القليل من الكيمياء المستخدمة عند استعمال اوساط الاختبار التفريقي. معرفة سبب تشكل بعض النواتج الأيضية وتأثيرها في بيئتها يمكن أن يكون مفيداً جداً. يكون تغيير الرقم الهيدروجيني مؤشراً ممتازاً على تكون نواتج أثناء النشاط الأيضي، وعلى هذا النحو ، فهو يعد أداة مفيدة للغاية في علم الأحياء الدقيقة التشخيصية وان المبدأ بسيط هو تغير الاس الهيدروجيني (كما يتضح من تغير اللون) في اتجاه واحد يبين ان الكائن انتج شيئاً واحداً و إذا تغير الرقم الهيدروجيني في الاتجاه الآخر يبين ان الكائن الحي قام بشيء آخر و اذا لم يتغير اللون فهذا يحدد عدم حدوث تفاعل او عدم نمو البكتيريا وبهذا تسمح الاوساط الزرعية بملاحظة التغير في مسارات الايض الميكروبية التي تتمثل في عملية التمثيل الغذائي الميكروبي هو التخمر fermentation.

ينتج التخمر الميكروبي ثلاثة من المنتجات الاساسية وهي : الغاز والكحول والأحماض. يمكن أن يكون الغاز (غالباً على الشكل ثاني أكسيد الكربون CO_2) مؤشراً سهلاً للتخمر لأنه من السهل رؤيته بفعل أنبوب صغير مقلوب يدعى (أنبوب درهام Durham tube) ، اما الكحول المنتج من التخمر فيكون سائلاً وعديم اللون ، لذلك لا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ولأنه لا يتأين في الماء يكون له تأثير ضئيل وإن وجد على الأس الهيدروجيني للوسط الزراعي، في حين ان الأحماض الضعيفة (حمض الاستك Acetic acid ، وحمض البروبيونيك Propionic acid ، وحمض الفورميك Formic acid ، وحمض السكسينيك Succinic acid ، وحمض بيوتاريك Butyric acid) لها تأثير كبير في الأس الهيدروجيني لأي وسط زرعوي ويمكن الكشف عنها بسهولة عن طريق إضافة إحدى الصبغات

كما حددتها نظرية برونستيد / لوري Brønsted/Lowry theory للأحماض والقواعد هي مواد تهب أيونات الهيدروجين (H^+) بينما القواعد هي مواد تقبل أيونات الهيدروجين و تسمى جميع الأحماض المذكورة أعلاه بالأحماض الكربوكسيلية carboxylic acids لأنها تحتوي على مجموعة الكربوكسيل $COOH$ ونظراً لأن الأحماض الكربوكسيلية يمكن أن توجد إما $R - COOH$

أو $-R - COO^-$ ، يقال أنها أزواج مترافقة إذ أن $R - COOH$ هو حامض الاتحاد و $-R - COO^-$ هو قاعدة الاتحاد. وكما في التفاعل النموذجي



اذ عندما يكون التفاعل إلى اليمين يتم إطلاق أيونات الهيدروجين في الوسط وهذا يقلل من درجة الاس الهيدروجيني، و على العكس من ذلك فإن إزالة أيونات الهيدروجين أو إضافة أيونات الهيدروكسيد ($-OH$) إلى الماء ترفع درجة الاس الهيدروجيني.

الطريقة النموذجية التي يرفع بها الكائن الحي الأس الهيدروجيني في التخمر وأوساط النمو الأخرى هي تحطيم البروتينات، اذ يؤدي تحطيم البروتينات إلى زيادة الأس الهيدروجيني للوسائط لأن التفاعل يطلق الأمونيا ، التي تتفاعل أيضاً مع الماء لتكوين الأمونيوم وأيونات الهيدروكسيد. كما في المعادلة الاتية



تحتوي الاوساط التفريرية خليطاً من مواد كيميائية وعضوية لاستغلال قدرات البكتيريا المختلفة لأدائها بالشكل لايمكن التعبير عنه في الطبيعة و على الرغم من أن البكتيريا قد لا تخفض جذرياً درجة الحموضة الخاصة بالبيئة الطبيعية له (بسبب قلة توفر المادة الاساس او التنافس على هدم البروتين) اذ يمكننا التلاعب بها للقيام بذلك في المختبر عن طريق زراعتها في وسط يحتوي نسبة عالية من سكر معين أو مادة أخرى. وعندما تتم مقارنة مجموعة من الكائنات الحية المعزولة غير المعروفة ، غالباً ما تصبح الاختلافات مرئية

اختبار استهلاك الأسيتاميد Acetamide Utilization

الغرض من الاختبار Purpose

التفريق بين الكائنات الحية الدقيقة التي لها القدرة على استعمال الأسيتاميد كمصدر وحيد للكربون.

مبدأ الاختبار Principle

تنمو على هذا الوسط البكتيريا التي لها القدرة على إفراز انزيم acylamidase الذي ينزاع المجموعة الامينية من acetamide لتحرير الامونيا. مما يؤدي الى زيادة قلوية الوسط فيتغير لونه من الاخضر الى الازرق الغامق المائل الى الارجواني.

الوسط: Media

حضر بأذابة (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl، (١ غم) فوسفات الأمونيوم ثنائية الهيدروجين $NH_4H_2PO_4$ ، (١ غم) فوسفات البوتاسيوم احادية الهيدروجين K_2HPO_4 ، (٠,٨ غم) كاشف البروموثايمول الازرق bromthymol blue، (١٠ غم) acetamide، (١٥ غم) الاكار agar، في كمية من الماء المقطرويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٨ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب وتترك لحين تصلبها (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم يعقم).

طريقة العمل Method

- ١- تحضر مزرعة بكتيرية بعمر ١٨ - ٢٤ ساعة .
- ٢- يلقح الوسط المائل للاسيتاميد acetamide slant بالمزرعة البكتيرية بأستعمال ناقل معدني (Loop).
- ٣- تحضن في ظروف هوائية في درجة حرارة (٣٥ - ٣٧ م°) لمدة تصل إلى ٤ أيام.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * تغيير لون الوسط الى الازرق يدل على ايجابية الاختبار. الشكل (١- A)
- * عدم تغير لون الوسط يدل على سلبية الاختبار. الشكل (١- B)

ملاحظات

- ١- ظهور النمو بدون تغير لون الوسط قد يشير إلى إيجابية الاختبار .

- ٢- عدم ظهور اللون بعد انتهاء مدة الحضان يفضل اعادة الاختبار وذلك بتقليل كمية اللقاح المستعمل .
- ٣- يفضل عدم استعمال مزرعة سائلة وذلك بسبب كثافة النمو مما يؤثر في النتيجة.



الشكل (١) النمو البكتيري على وسط السترامايد الصلب Acetamide agar
A: نتيجة موجبة Positive ، B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار استهلاك الخلـات Acetate Utilization

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل الوسط لتمييز الكائنات الحية التي لها القدرة على استعمال الخلـات acetate كمصدر وحيد للكربون. ويستعمل بالشكل عام للتمييز بين بكتيريا *Shigella* spp. عن بكتيريا *Escherichia coli*.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين الكائنات الحية القادرة على استعمال الخلـات كمصدر وحيد للكربون، مما يؤدي الى قلوية الوسط الزرعـي مغيرا لون الكاشف من الاخضر الى الازرق.

الوسط Media:

أذابة (٢غم) خلـات الصوديوم ثلاثية الماء $C_2H_3NaO_2$ ، (١,٠غم) كبريتات المغنيسيوم $MgSO_4$ ، (٥غم) كلوريد الصوديوم $NaCl$ ، (١غم) فوسفات الأمونيوم ثنائية الهيدروجين $NH_4H_2PO_4$ ، (١غم) فوسفات البوتاسيوم احادية الهيدروجين K_2HPO_4 ، (٢٠غم) اكار $agar$ ، (٠,٨غم) البروموثايمول الازرق $bromthymol\ blue$ ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٧ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم يوزع في انابيب وتترك لتتصلب (ملاحظة يفضل يوزع الوسط في انابيب ثم يعقم).

طريقة العمل Method


- ١- تحضر مزرعة بكتيرية بعمر ١٨ - ٢٤ ساعة .
- ٢- يلحق وسط الخلـات المائل Acetate slant بمزرعة بكتيرية غير كثيفة بأستعمال ناقل معدني (needle).
- ٣- تحضن في ظروف هوائية في (٣٥- ٣٧) م° لمدة تصل إلى ٧ أيام.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * نمو وتغيير لون الوسط الى الازرق يدل على ايجابية الاختبار. الشكل (٢-A)
- * عدم نمو وعدم تغير لون الوسط يدل على سلبية الاختبار. الشكل (٢-B)

الملاحظات

- ١- بعض سلالات *E. coli* تستهلك الخلايا بمعدل بطيء أو لا تستهلكه ، مما يؤدي إلى خطأ في عملية التشخيص .
- ٢- يفضل عدم استعمال مزرعة سائلة وذلك لكثافة النمو مما تؤثر في النتيجة.



الشكل (٢) النمو البكتيري على وسط الخلايا الصلب Acetate agar
A نتيجة موجبة Positive ، B نتيجة سالبة Negative.

اختبار حساسية الباسيتراسين Bacitracin Susceptibility

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار في التشخيص التخميني والتمييز بين بكتيريا العقديّة القحيّة مجموعة A الحساسة (*Streptococcus pyogenes*- susceptible group A) المحللة للدم نوع بيتا والانواع الاخرى من البكتيريا العقديّة. كما أنها تستعمل للتمييز بين أنواع المكورات العنقودية (المقاومة) من المكورات الدقيقة Micrococci (الحساسة) للباسيتراسين.

مبدأ الاختبار Principle

يثبط المضاد الحيوي باسيتراسين Bacitracin بناء جدار الخلية البكتيرية. اذا يستعمل قرص (TaxoA) الحاوي (٠,٠٤) وحدة من المضاد باسيتراسين، اذ يوضع القرص على سطح الطبق الزرعوي ويتم انتشار المضاد في الوسط الزرعوي و بعد مدة الحضان تفحص الاطباق المزروعة والتحري عن مناطق التثبيط zones inhibition حول قرص مضاد الباسيتراسين.

طريقة العمل Method

- ١- تحضر مزرعة بكتيرية بعمر ١٨ - ٢٤ ساعة .
- ٢- تنقل مستعمرة او اثنيين بأستعمال ناقل معدني وتنشر على سطح طبق اكار الدم Blood agar بطريقة التخطيط الكثيف.
- ٣- يوضع قرص المضاد الباسيتراسين Bacitracin باستعمال ملقط معقم بالحرارة في منطقة التخطيط البكتيري برفق والتأكد من الاتصال الكافي للقرص مع سطح اكار الدم.
- ٤- تحضن الاطباق في درجة (٣٥- ٣٧) م° لمدة (١٨ - ٢٤) ساعة في ظروف هوائية بالنسبة للمكورات العنقودية Staphylococci وفي (٥-١٠)% ثاني اوكسيد الكربون CO₂ للمكورات العقديّة Streptococci.
- ٥- تقاس منطقة التثبيط zones inhibition حول القرص بالمليمترات


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة موجبة (حساسة) اذا كانت منطقة التثبيط اكثر من ١٠ ملم حول القرص، الشكل (A-3).

* النتيجة سالبة (مقاومة) عدم وجود منطقة تثبيط، الشكل (٣ - B).

الملاحظات

- ١- تعتمد النتيجة على سلامة القرص.
- ٢- يجب أن تكون الأقراص ضمن صلاحية الاستعمال مع متابعة تواريخ التخزين باستمرار



الشكل (٣) اختبار اختبار حساسية الباستراسين Bacitracin Susceptibility

A: منطقة تثبيط موجبة (حساسة) *Streptococcus pyogenes*
B : منطقة تثبيط سالب (مقاومة) *Streptococcus agalactiae*.

اختبار حساسية نوفوبايوسين Novobiocin Susceptibility Tests

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل اختبار حساسية النوفوبايوسين للتمييز بين انواع بكتيريا المكورات العنقودية *Staphylococci* السالبة لتخثر الدم *coagulase negative* ، وغالبا يستعمل في التعرف على بكتيريا *Staphylococcus saprophyticus* المقاومة للنوفوبايوسين .

مبدأ الاختبار Principle


النوفوبايوسين هو مضاد حيوي ينتج بواسطة بكتيريا *Streptomyces niveus* الذي يتداخل مع فعالية انزيم *ATPase* و انتاج الـ *ATP* . يستعمل في هذا الاختبار قرص ذو تركيز (٥ مايكروغرام) الذي يكون منطقة شفافة بقطر (١٦ ملم) او اكثر والتي تعد حساسة للنوفوبايوسين.

طريقة العمل Method

- ١- يقسم طبق اكار الدم *Blood agar* على اقسام متساوية ويلقح بالبكتيريا المراد اختبارها ، وبوساطة قضيب ناقل قطني (كل قسم بنوع بكتيري)
- ٢- يترك الطبق لمدة خمس دقائق للسماح للقاح البكتيري السائل بالانتشار بالاكار.
- ٣- يوضع قرص المضاد الحيوي برفق في وسط المنطقة الحاوية على الزرع البكتيري باستعمال ملقط معقم مع التأكد من ملاصقة القرص بالشكل كامل مع سطح الاكار . تعاد الخطوة نفسها بالنسبة للاجزاء الاخرى من الطبق.
- ٤- تحضن الاطباق في ظروف هوائية بدرجة حرارة (٣٥) م° لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة :منطقة تثبيط بقطر (١٦ ملم) او اكثر تعد البكتيريا حساسة للمضاد. الشكل (٤) الجانب الايمن.
- * النتيجة السالبة :منطقة تثبيط اقل من (١٦ ملم) او عدم وجود تثبيط تعد البكتيريا مقاومة للمضاد. الشكل (٤) الجانب الايسر.



الشكل (٤) اختبار قرص Novobiocin. على الجانب الايمن بكتيريا حساسة . على الجانب الايسر بكتيريا مقاومة .

اختبار السكولين والصفراء Bile Esculin Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتعرف التخميني للمكورات المعوية Enterococci والكائنات الحية الموجودة ضمن مجموعة المكورات العقدية البقريّة Streptococcus bovis group. ويستعمل لتمييز المكورات المعوية Enterococci والمكورات العقدية لمجموعة D (group D streptococci) عن المكورات العقدية غير مجموعة D (non-group D viridans streptococci).

مبدأ الاختبار Principle

البكتيريا الموجبة لصبغة كرام عدا بعض Streptococci و Enterococci التي يثبط نموها بسبب وجود مادة الاملاح الصفراء في الوسط

الزرعي. بأمكان الكائنات الحية النمو في وسط يحوي ٤% املاح الصفراء وهي قادرة على تحلل الاسكولينesculinمائيا الى الاسكولتينesculetin ، اذ يتفاعل الاسكولتين مع الحديد الثلاثي التكافؤ Fe^{3+} ليكون راسب بني غامق مائل السواد .

الوسط :Media

أذابة (١١غم) من خلاصة اللحم البقري Beef extract و(٣٤,٥غم) جيلاتين محلا انزيميا enzymatic digest of gelatin و(١غم) اسكولينEsculin و (٢غم) صفراء الثور ox bile و(٠,٥غم) سترات الامونيوم الحديدية Ferric ammonium citrate و (١٥غم) اكار ، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل الاس الهيدروجيني ٦,٦ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها .(ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- تحضر مزرعة بكتيرية بعمر ١٨- ٢٤ ساعة .
- ٢- يلقح الوسط المائل Bile Esculin بمزرعة بكتيرية بأستعمال ناقل معدني (Loop).
- ٣- حضن في ظروف هوائية لمدة (٤٨) ساعة في (٣٥- ٣٧) م° .

النتائج المتوقعة Expected Results

- * ظهور نمو مع اسوداد سطح الوسط الزرعي المائل فهذا يدل على ايجابية الاختبار .الشكل (5A).
- * عدم ظهور نمو وعدم اسوداد سطح الوسط الزرعي المائل فهذا يدل على سلبية الاختبار .الشكل (5B).

الملاحظات

تنمو بعض البكتيريا بالشكل ضعيف أو لا تنمو على الوسط الزرعي حسب المتطلبات الغذائية



الشكل (٥) وسط صفراء السكولين الصلب Bile Esculin agar ، موجب A ، سالب B Negative.

اختبار ذوبانية الصفراء Bile Solubility Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار في التمييز بين بكتيريا العقديّة الرئوية موجبة -الذائبيّة *Streptococcus pneumoniae* (positive- soluble) وبكتيريا العقديّة المحللة للدم نوع الفا سالبة -الذائبيّة *Streptococcus alpha-hemolytic* negative-insoluble

مبدأ الاختبار Principle

تمتاز الصفراء أو محلول املاح الصفراء (مثل sodium desoxycholate) بسرعة تحللها من قبل مستعمرات المكورات الرئوية ويعتمد التحلل على وجود انزيم التحلل الذاتي الداخل الخلوي (amidase)، وأملاح الصفراء التي تعمل على خفض الشد السطحي بين غشاء الخلية البكتيرية والوسط الزرع ، مما يعمل على تسريع الانحلال الذاتي الطبيعي للكائن الحي.

طريقة العمل Method


- ١- تحضر مزرعة بكتيرية نامية على وسط اكار الدم Blood agar الحاوي ٥% من دم الخروف بعمر ١٢-٢٤ ساعة .
- ٢- يوضع (١-٢) قطرة من محلول sodium desoxycholate بتركيز (١٠%) على المستعمرة جيدة النمو ، اذ تغمر المستعمرة (Gently wash) دون ازاحتها من الاكار.
- ٣- يحضن الطبق بدرجة (٣٥-٣٧) م° لمدة (٣٠) دقيقة.
- ٤- اختبار الوسط عن طريق وجود او عدم وجود تحلل للمستعمرة .

النتائج المتوقعة Expected Results

- * تحلل المستعمرة يدل على ان ايجابية الاختبار ،وقد يلاحظ بقاء اثر المستعمرة المتحللة في نفس منطقة التحلل. الشكل (6-A).
- * بقاء المستعمرة النامية يدل على سلبية الاختبار. الشكل(6-B).

الملاحظات

- ١- قد تقل فعالية الانزيم عند المستعمرات القديمة ، ولذلك فان النتيجة السالبة لبكتيريا *S.pneumoniae* يجب ان تشخص بطريقة بديلة.
- ٢- يستعمل (محلول ٢% sodium desoxycholate) عند اجراء الاختبار بطريقة الانابيب.



الشكل (٦) اختبار ذوبانية الصفراء Bile solubility

A تحلل المستعمرة ، B مستعمرة نامية سليمة .

اختبار قرص البيوتاريت Butyrate Disk

الغرض من الاختبار Purpose

اختبار سريع للكشف عن انزيم Butyrate esterase في تشخيص بكتيريا *Moraxella (Branhamella) catarrhalis*.

مبدأ الاختبار Principle

الكائنات الحية القادرة على إنتاج انزيم Butyrate esterase الذي يحلل Indoxyl Butyrate bromochlorindolyl مائيا، ويتحرر مركب Indoxyl وبوجود الاوكسجين يكون تلقائيا لون نيلي (الازرق الى الازرق - البنفسجي).

طريقة العمل Method

- ١- تحضر مزرعة بكتيرية بعمر ١٨ - ٢٤ ساعة.
- ٢- يوضع قرص الاختبار على شريحة زجاجية.
- ٣- وضع قطرة واحدة من ماء Reagent-grade water (ماء معامل بالتقطير، التبادل الايوني، الضغط التناضحي او معرض للاشعة فوق البنفسجية ومعقم باستعمال وحدات الترشيح ذات مسامية ٠,٢٢ مايكروميتر) على القرص، مع ازالة كمية الماء الزائدة منه
- ٤- تنقل كمية قليلة من المستعمرات بالناقل الخشبي وفركها على القرص جيدا.
- ٥- تحضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة (٥) دقائق.


النتائج المتوقعة Expected Results

* ظهور اللون الازرق خلال (٥) دقائق يدل على ايجابية الاختبار. الشكل (7-A)

* عدم تغير اللون يدل على سلبية الاختبار سالب. الشكل (7-B)

ملاحظات

- ١- تكون نتيجة موجبة خاطئة اذا كان الحضن اكثر من (٥) دقائق.
- ٢- تكون نتيجة سالبة خاطئة اذا كانت كمية البكتيريا قليلة جدا .
- ٣- اذا كانت البكتيريا سالبة الاختبار تؤخذ كمية اكبر من اللقاح البكتيري، واتباع طرق اضافية .



الشكل (٧) قرص البيوتارييت Butyrate Disk

A: موجب ،Positive ،B: سالب Negative.

اختبار CAMP Test

الغرض من الاختبار Purpose

CAMP هو Christie, Atkins and Munch-Peterson ، يستعمل هذا الاختبار للتفريق بين بكتيريا العقدية مجموعة B (streptococcigroup B) مثل (*Streptococcus agalactiae*) الموجبة الاختبار وبكتيريا العقدية الاخرى . تكون بكتيريا *Listeria monocytogenes* موجبة لهذا الاختبار .

مبدأ الاختبار Principle

تنتج بعض الكائنات الحية (بما في ذلك العقديات مجموعة B) streptococcigroup B بروتين محلل للدم قابل للانتشار خارج خلوي يسمى (عامل CAMP) الذي يعمل بالشكل تآزري مع تحلل بيتا للمكورات العنقودية الذهبية *Beta lysin Staphylococcus aureus* لتسبب تحلل كريات الدم الحمراء. يلحق وسط الدم الصلب ببكتيريا المكورات العنقودية الذهبية بالشكل خط افقي ثم تلتح ببكتيريا العقديات مجموعة B بالشكل خط عمودي على خط الافقي للبكتيريا العنقودية. فيظهر تفاعل ايجابي كراس سهم في منطقة التقارب بين الخطين المزروعين.

طريقة العمل Method

١- زرع خط افقي من بكتيريا *Beta lysin Staphylococcus aureus* في وسط طبق اكار الدم.


- ٢- زرع خط عمودي من البكتيريا المراد اختبارها بالشكل عمودي بمسافة (٢) ملم من خط *S. aureus* .
٣- حضن الطبق هوائيا بدرجة (٣٥-٣٧) م° لمدة ٢٤ ساعة

النتائج المتوقعة Expected Results

- * الموجب : تكوين الشكل رأس سهم في منطقة التحلل بين الخطين المزروعين، الشكل (8-A).
* السالب : عدم تكوين الشكل رأس سهم في منطقة التحلل بين الخطين المزروعين، الشكل (8-B).

الملاحظات

- ١- يمكن اجراء الاختبار لأكثر من نوع بكتيري على طبق واحد.
٢- قد تكون نسبة صغيرة من المجموعة العقدية A لديها تفاعل موجب لاختبار CAMP .
٣- يكون الاختبار محدد للمستعمرات التي تكون من المجموعة العقدية B ولكنها محدودة التحلل الدموي نوع بيتا.



الشكل (٨) اختبار CAMP.

- A النتيجة موجبة : تكون الشكل رأس السهم في منطقة التحلل بيتا للمكورات العقدية من المجموعة B.
B النتيجة سالبة : عدم زيادة التحلل الدموي وعدم تكوين الشكل رأس السهم .

اختبار الكاتاليز Catalase Test

الغرض من الاختبار Purpose

يُميز هذا الاختبار المكورات الدقيقة Micrococci وأنواع المكورات العنقودية Staphylococcal species إيجابية الكاتاليز من أنواع المكورات العقدية Streptococcal سلبية الكاتاليز.

مبدأ الاختبار Principle

البكتيريا الهوائية والاختيارية اللاهوائية تنتج نوعين من السموم خلال عملية الأيض الحيوي وهي بيروكسيد الهيدروجين H_2O_2 hydrogen peroxide وجذر الأوكسيد الحر (O_2^-) superoxide radical. تلك البكتيريا تمتلك انزيمات يقومان بإزالة التأثير السمي الناتج من عمليات الأيض الطبيعية. أحد هذه الانزيمات هو الكاتاليز الذي له القدرة على تحويل H_2O_2 إلى الماء والأوكسجين. ويستدل عن وجود الانزيم في العزلات البكتيرية عند تعرضها لكمية قليلة من محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز (٣٠%) ينتج عنه تكوين سريع لفقااعات الأوكسجين على الشريحة الزجاجية.

طريقة العمل Method


- ١- تنقل كمية قليلة من مستعمرة بكتيرية نامية باستعمال ناقل معدني أو خشبي معقم إلى سطح شريحة زجاجية نظيفة وجافة.
- ٢- توضع قطرة من محلول بيروكسيد الهيدروجين بتركيز (٣٠%) على كمية البكتيريا فوق الشريحة.
- ٣- يلاحظ تكون فقاعات الأوكسجين.

النتائج المتوقعة Expected Results


- * تكون فقاعات غزيرة يدل على إيجابية الاختبار. الشكل (A-٩)
- * عدم تكون فقاعات أو قليلة يدل على سلبية الاختبار. الشكل (B-٩)

الملاحظات

- ١- بعض أنواع البكتيريا (Enterococci) تنتج انزيم peroxidase الذي يحفز ببطء عملية تجزئة H_2O_2 والاختبار ربما يعطي نتيجة موجبة ضعيفة، وتعد نتيجة غير صحيحة.
- ٢- النتيجة الموجبة الخاطئة تحدث إذا كانت العينة ملوثة بأكار الدم (عند أخذ كمية من المستعمرة ومعها كمية من أكار الدم).
- ٣- نقص أو ضعف إنتاج الفقاعة يدل على عدم وجود انزيم الكاتاليز.



الشكل (٩) اختبار Catalase: A نتيجة موجبة Positive، B: نتيجة سالبة Negative



الشكل (١٠) مخطط انتاج H_2O_2 : يتكون بيروكسيد الهيدروجين خلال سلسلة نقل الالكترونات من اختزال الفلافوبروتين الى الاوكسجين (معادلة ١) او بواسطة انزيم Super dismutase (معادلة ٢)



الشكل (١١) فعالية انزيم Catalase: يتواجد انزيم الكاتليز في البكتريا الهوائية والاختيارية غير الهوائية والبكتريا التي تحتاج الى كمية قليلة من O_2 (Microaerophilies) لتحلل H_2O_2 الى ماء وغاز الاوكسجين

اختبار السترمايد Cetrimide Agar

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار مبدئيا في عزل وتنقية بكتيريا *Pseudomonas aeruginosa* من العينات الملوثة .

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قابلية البكتيريا على النمو بوجود السترمايد وهي مادة سامة التي تثبط نمو العديد من البكتيريا وذلك بسبب تحريرها لنتروجين والفسفور الذي يبطيء او يقتل البكتيريا . تكون بكتيريا *P.aeruginosa* مقاومة للسترمايد.

الوسط الزراعي Method

يذوب (٢٠)غم من الجيلاتين المهضوم انزيميا Enzymatic digest of gelatin و(١,٤)غم كلوريد المغنيسيوم $MgCl_2$ و(١٠)غم من كبريتات البوتاسيوم K_2SO_4 و(٠,٣)غم السترمايد cetyltrimethylammonium bromide و(١٣,٦)غم الاكار في كمية من الماء المقطرويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٢ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ، ثم وزع في انابيب (او تصب اطباق) وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها . (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- تحضر مزرعة بكتيرية سائلة (وسط نقيع القلب والدماغ السائل) بعمر ١٨-٢٤ ساعة.
- ٢- يلقح سطح السترمايد المائل بقطرة من المزرعة.
- ٣- تحضن بدرجة (٣٥-٣٧)م° لمدة (٧) ايام.
- ٤- اختبار السطح المائل للتحري عن النمو البكتيري.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * وجود نمو بكتيري، تغير في لون المستعمرات يدل على ايجابية الاختبار. الشكل (A-١٢).
- * عدم وجود نمو بكتيري يدل على سلبية الاختبار. الشكل (B-١٢).

الملاحظات

- ١- بعض البكتيريا المعوية تنمو وتظهر لون اصفر باهت على الوسط، وهذا التغير في اللون يجب ان يميز عن انتاج الفلورسنت (اللون المتألق).
- ٢- اجراء اختبارات اضافية لتأكيد تشخيص بكتيريا *P. aeruginosa*.



الشكل (١٢) وسط Cetrimide Agar

A: نتيجة موجبة Positive،

B: نتيجة سالبة Negative

اختبار استهلاك السترات Citrate Utilization

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتشخيص البكتيريا القادرة على استهلاك سترات الصوديوم Sodium Citrate كمصدر وحيد للكربون ، واملاح الامونيوم غير العضوية inorganic ammonium salts كمصدر وحيد للنيتروجين. يعد هذا الاختبار جزء من سلسلة من الاختبارات تدعى IMViC وهي:

(Indole , Methyl red , Voges-Proskauer , and citrate) التي تستعمل لتفريق البكتيريا المعوية Enterobacteriaceae عن عصيات السالبة لصبغة كرام.

مبدأ الاختبار Principle

تنتج البكتيريا التي تنمو على هذا الوسط انزيم Citrate-permease الذي بإمكانه تحويل السترات citrate الى البايروفيت pyruvate والذي يدخل في الدورة الابيضية لانتاج الطاقة للبكتريا ، فضلا عن قدرة البكتيريا القادرة على النمو في هذا الوسط ان تستخدم السترات وتحول فوسفات الامونيوم ammonium phosphate الى الامونيا ammonia وهيدروكسيد الامونيوم ammonium hydroxide وجعل الاس الهيدروجيني قاعدي مما يغير لون الكاشف Bromthymol blue من الاخضر الى الازرق.

الوسط الزرعي Media

اذابة (١)غم من فوسفات الامونيوم ثنائية الهيدروجين $NH_4H_2PO_4$ ، و(١)غم فوسفات البوتاسيوم احادية الهيدروجين K_2HPO_4 و(٥) غم كلوريد الصوديوم NaCl و(٢)غم سترات الصوديوم Sodium Citrate و(٠,٢)غم كبريتات المغنيسيوم $MgSO_4$ و (١٥) غم اكار و(٠,٠٨)غم بروم ثايمول الازرق bromthymol blue ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٩ و يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ، ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها . (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- يلفح سطح الوسط السيمون سترات الصلب المائل Simmons citrate agar بمستعمرة بعمر (١٨-٢٤) ساعة بواسطة needle
- ٢- يحضن بدرجة (٣٥-٣٧)م° لمدة (٧) ايام.
- ٣- ملاحظة النمو البكتيري وتغير لون الوسط الى الازرق دلالة على القلوية.


النتائج المتوقعة Expected Results

* وجود النمو على الوسط مع تغيير او عدم تغيير لون الوسط يدل على ايجابية الاختبار. الشكل (A13).

* عدم وجود نمو يدل على سلبية الاختبار. الشكل (B13).

الملاحظات


- ١- بعض انواع البكتيريا قادرة على النمو على وسط السترات بدون تغيير لون الوسط.
- ٢- نمو البكتيريا يعد نتيجة موجبة بالنسبة لاختبار السترات ، حتى وان لم يتغير لون الوسط.
- ٣- عدم تلقیح وسط الستريت من مزرعة نامية في وسط زرعي سائل، وذلك لكثافة اللقاح .



الشكل (١٣) وسط استهلاك السترات Citrate utilization

A: نتيجة موجبة Positive

B: نتيجة سالبة Negative



الشكل (١٤) اختبار السترات Citrate

امتلاك البكتيريا انزيم Citrase، فعند دخول السترات الى داخل الخلايا يتحول بفعل الانزيم الى البايروفيت الذي يتحول بدوره الى نواتج متعددة اعتمادا على الاس الهيدروجيني للبيئة الغذائية

اختبار التجلط Coagulase Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين المكورات العنقودية الذهبية *S. aureus* (الموجبة) وبقية المكورات العنقودية الاخرى (السالبة).

مبدأ الاختبار Principle

تنتج بكتيريا *S. aureus* الشكلين من انزيم التجلط Coagulase وهو المرتبط والحر. المرتبط او يسمى عامل التكتل Clumping factor الذي يرتبط بالجدار الخلوي للبكتيريا ويتفاعل مباشرة مع الفايبرينوجين Fibrinogen وينتج عنه ترسيب الفايبرينوجين على بكتيريا المكورات العنقودية، مما يتسبب في تكتل الخلايا على البكتيريا عندما يخلط المعلق البكتيري بالبلازما. ان وجود انزيم Coagulase المرتبط يرتبط مع وجود انزيم التجلط الحر، وهو انزيم الخارج الخلوي الذي يسبب بتكوين الخثرة عندما تحضن مستعمرات *S. aureus* مع البلازما، وان آلية التخثر تتضمن تنشيط عامل تخثر البلازما plasma Coagulase reacting factor (CRF)، الذي يحور او يشق جزيئة الثرومبين لتكوين معقد انزيم التخثر وعامل تخثر البلازما وهذا المعقد بدوره يتفاعل مع الفايبرينوجين Fibrinogen لانتاج خثرة الفايبرين Fibrin clot.

طريقة العمل Method

A / طريقة الشريحة الزجاجية

- ١- وضع قطرة من بلازما التخثر (يفضل استعمال بلازما الارانب في مادة Ethylene diamine tetra acetic acid [EDTA] شريحة زجاجية نظيفة وجافة).
- ٢- وضع قطرة من ماء المقطر او محلول الملحي على بعد مسافة معينة من قطرة البلازما واعتبارها كسيطرة .
- ٣- تلقح كل قطرة بالبكتريا المعزولة باستعمال ناقل معدني Loop .
- ٤- تمزج جيدا بقضبان الخشب او البلاستيك المجهزة من قبل الشركة.
- ٥- تحرك (تهز) الشريحة الزجاجية برفق لمدة (٥-١٠) ثواني.

النتائج المتوقعة Expected Results

- *النتيجة الموجبة : تكتل واضح في قطرة البلازما خلال (١٠) ثواني او اقل ، وعدم تكتل قطرة الماء او المحلول الملحي. الشكل (A-١٥) في الجانب الايسر.
- * النتيجة سالبة : عدم تكتل اي من القطرات البلازما والماء المقطر او المحلول الملحي. الشكل (A-١٥) في الجانب الايمن .

B / طريقة الانابيب Tube Test:

- ١- وضع (٥,٠) مل من البلازما (مع EDTA) في انابيب اختبار ثم تلقح بعدد من المستعمرات لتعطي معلق حليبي اللون.
- ٢- تحضن الانابيب في ظروف هوائية بدرجة حرارة (٣٥- ٣٧) م ° لمدة (٤ ساعات).
- ٣- يلاحظ تكوين خثرة .

النتائج المتوقعة Expected Results

- *النتيجة الموجبة: وجود تخثر بأي حجم . الشكل (B-١٥) في الجانب الايسر.
- * النتيجة السالبة: لا يوجد تخثر . الشكل (B-١٥) في الجانب الايمن .

الملاحظات


١-(طريقة الشريحة الزجاجية)

- * التكتل في كلتا القطرتين يؤشر الى ان الكائن البكتيري لديه تلازن ذاتي Autoagglutinates، وهذا غير مناسب للاختبار بطريق الشرائح لتلك الكائنات

٢- (طريقة الانابيب)

*تكون نتائج الاختبار موجبة خلال ٤ ساعات وتعد النتيجة سالبة بعد (٢٤ ساعة).

*اذا كانت النتيجة سالبة خلال الاربع ساعات ، فيجب حضن الانابيب بدرجة حرارة الغرفة لمدة ٢٤ ساعة ومن ثم ملاحظة وجود التخثر مرة اخرى



الشكل (١٥) اختبار التخثر Coagulase : A : اختبار الشريحة لعامل التكتل. في الجانب الأيسر النتيجة موجبة ؛ في الجانب الأيمن النتيجة سالبة . B: اختبار الانابيب لعامل التكتل، الأنبوب في الجانب الأيسر وجود تخثر يدل الى النتيجة الموجبة ، الأنبوب في الجانب الأيمن عدم وجود تخثر يدل الى النتيجة السالبة

اختبار Decarboxylase Tests (Moeller's Method)

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتفريق بين البكتيريا العصوية المعوية Enterobacteriaceae والبكتيريا العصوية السالبة لصبغة كرام.

مبدأ الاختبار Principle

يقيس هذا الاختبار قدرة انزيم ديكاربوكسيليز (Decarboxylase) في الكائنات الدقيقة لنزع مجموعة الكاربوكسيل Decarboxylate ماثيا من الاحماض الامينية لتكون الامين amine. بنزع الكربوكسيل ، أو التحلل المائي للحامض الاميني و ينتج عنه اس هيدروجيني قاعدي وتغيير لون الوسط من البرتقالي إلى الأرجواني.

الوسط الزراعي Media

أذابة (٥غم) من انسجة حيوانية مهضومة Peptic digest of animal tissue و (٥غم) خلاصة اللحم البقري Beef extract و (١,٠غم) بروموكريزول البنفسجية Bromocresol purple و (٥,٠,٠,٠غم) احمر الكريزول Cresol red و (٥,٠غم) الدكستروز Dextrose و (٥,٠,٠,٠غم) بايردوكسال Pyridoxal و (١٠غم) حامض اميني (lysine , Ornithine, Arginine) في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٠ ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ويعقم بجهاز الموصدة بدرجة ١٢١ وبضغط ١٥ باوند / انج ٢ ولمدة ١٥ دقيقة . ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل

A / الكائنات غير المخمرة للكلوكوز Glucose-Nonfermenting Organisms

١- يحضر عالق بكتيري في وسط نقيع القلب والدماغ السائل (brain-heart infusion broth) من مزرعة بكتيرية بعمر (١٨-٢٤ ساعة) النامية على وسط اكار الدم الحاوي (٥%) دم ويقارن عكارة العالق وفق مقياس مكفرلاند بما يعادل اكثر من ٥ (turbidity standard) (≥McFarland No. 5)

٢- تلقح ثلاثة انابيب حاوية وسط الديكاربوكسيليز السائل مع (lysine, Arginine, Ornithine) وانبوب اختبار السيطرة الغير الحاوي على حامض اميني بـ (٤ قطرات) من العالق البكتيري .

- ٣- يضاف زيت معدني معقم بحجم طبقة ٤ ملم لكل أنبوبة.
٤- تحضن الانابيب في ظروف هوائية في (٣٥- ٣٧) م° و اختبار الانابيب بعد (٢٤، ٤٨، ٧٢ و ٩٦ ساعة).

B/ الكائنات المخمرة للكلوكوز *Glucose-Fermenting Organisms*


- ١- تلقح الانابيب بقطرة واحدة من مزرعة بكتيرية بعمر (١٨-٢٤ ساعة) النامية على وسط نقيع القلب والدماغ السائل (Brain-heart infusion broth).
٢- يضاف زيت معدني معقم بحجم طبقة ٤ ملم لكل أنبوبة.
٣- تحضن الانابيب في ظروف هوائية في (٣٥- ٣٧) م° و اختبار الانابيب بعد (٢٤، ٤٨، ٧٢ و ٩٦ ساعة).

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : تغير لون الوسط الى الارجواني (القاعدي) بمقارنته مع انبوب السيطرة .الشكل (١٦-A).
* النتيجة السالبة: عدم تغير اللون او يكون اصفر (حامضي) كما في انبوب السيطرة. مع وجود نمو في انبوب السيطرة الشكل (١٦-B).

الملاحظات

تخمير الدكستروز Dextrose يسبب تكون اللون الاصفر وهذا لا يؤثر او يحجب اللون القاعدي الناتج من النتيجة الموجبة لتفاعل Decarboxylation.



الشكل (١٦) وسط Decarboxylase Tests (Moeller's Method)

A: نتيجة انبوب موجبة Positive

B: نتيجة انبوب سالبة Negative

C: نتيجة انبوب سيطرة غير ملقحة Uninoculated

اختبار تحلل الدنا (DNase) DNA Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتفريق بين الكائنات الحية على أساس إنتاجها لانزيم Deoxyribonuclease، اذ يستعمل للتمييز بين بكتيريا *Serratia* sp (الموجبة) من بكتيريا *Enterobactersp.* و *Staphylococcus aureus* (الموجبة) من الانواع الاخرى ، و بكتيريا *Moraxella catarrhalis* (موجبة) من *Neisseria sp.*

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قدرة الكائنات الحية للتحلل المائي للدنا DNA. يكون لون الوسط اخضر شاحب بسبب معقد DNA-methyl green، اذا عند تنمية البكتيريا على الوسط و تحلل الدنا يتلاشى اللون الاخضر وتحاط المستعمرة بمنطقة غير ملونة.

الوسط الزراعي Media

يذاب (١٠غم) من الكازيين المهضوم Pancreatic digest of casein ، (١٠غم) مستخلص الخميرة Yeast extract ، (٢غم) Deoxyribonucleic acid ، (٥غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (١٥غم) اكار agar ، (٠,٥غم) Methyl green في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٥ ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ويعقم بجهاز الموصدة بدرجة ١٢١ وبضغط ١٥ باوند /انج ٢ ولمدة ١٥ دقيقة . ثم وزع في اطباق وتترك لحين تصلبها.

طريقة العمل Method


- ١- يلحق الوسط الزراعي DNase agar بالبكتيريا بالشكل خط لاختبارها وعزلها.
- ٢- حضن الوسط في ظروف هوائية بدرجة (٣٥-٣٧) م ° لمدة (١٣-٢٤) ساعة.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة: تحلل الدنا مائيا، ويتحد اخضر المثل المتحرر مع الدنا المبلر في اس هيدروجين ٧,٥ ، ويتغير لون الوسط حول المستعمرة البكتيرية المفحوصة الى عديم اللون. الشكل (A-B-١٧).
- * النتيجة السالبة : عدم تحلل الدنا وبقاء الوسط اخضر اللون. الشكل (C-١٧).


الملاحظات:

يجب تلقيح الوسط بمعلق بكتيري من مزرعة سائلة بعمر (٤ ساعات) او استعمال (١-٢مل) من محلول الملحي الملقح بمستعمرات بعمر (١٨-٢٤ ساعة).



الشكل (١٧) وسط DNA Hydrolysis

A: موجب *Staphylococcus aureus* ، B: موجب *Serratia marcescens* ، C: سالب.



الشكل (١٨) تحلل الدنا DNA Hydrolysis

اختبار تحليل الأسكولين Esculin Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتعرف التخميني والتمايز بين البكتيريا المعوية.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد إذا كان الكائن الحي قادرا على تحليل glycoside Esculin إلى Esculetin ،الذي يتفاعل مع أيون Fe^{+3} ويكون راسبا ذا لون بني داكن الى الأسود.

الوسط الزراعي Media

اذابة (٨غم) من كلوريد الصوديوم NaCl، و(٤,٠غم) فوسفات البوتاسيوم احادية الهيدروجين K_2HPO_4 ، (١,٠غم) فوسفات البوتاسيوم ثنائي الهيدروجين KH_2PO_4 ، (٥غم) اسكولين Esculin، (٥,٠غم) Ferric ammonium citrate، (١٥غم) اكار، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٧ ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ويعقم بجهاز الموصدة بدرجة ١٢١ و١٥بضغط باوند /انج ٢ ولمدة 15 دقيقة. ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها .(ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- يلقح الوسط بقطرة واحدة من مزرعة سائلة بعمر (٢٤ ساعة).
- ٢- حضن الوسط بظروف هوائية بدرجة (٣٥-٣٧) م° لمدة (٧ أيام).
- ٣- اختبار تكون اللون الاسود في الوسط الزراعي و اختبار تحت الاشعة فوق البنفسجية بمصباح وود(Wood's lamp) للكشف عن التحلل المائي للأسكولين.


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة: اسوداد الوسط الزراعي مع فقدان التآلق الضوئي تحت مصباح Wood، الشكل(١٩-A)

* النتيجة السالبة: عدم اسوداد الوسط الزراعي او اسوداد طفيف مع عدم فقدان التآلق الضوئي الشكل(١٩-B)

الملاحظات :

- ١- يعد وسط Esculin hydrolysis غير انتقائي.
- ٢- يعد وسط Bile esculin hydrolysis انتقائيا وتفريقيا



الشكل (١٩) وسط Esculin hydrolysis

A : انبوب موجب بتكون اللون الاسود ،

B: انبوب غير ملقح بالبكتيريا.


اختبار وسط التخمر Fermentation Media

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل وسط التخمر لتمييز الكائنات الحية على أساس قدرتها على تخمر الكربوهيدرات في الوسط الزراعي. إذ يستعمل Andrade's formula للتمييز بين البكتيريا المعوية Enteric من Coryneforms وتستعمل صبغة البروموكريسول الأرجواني Bromocresol purple لتمييز المكورات المعوية Enterococci من المكورات العقدية Streptococci.

مبدأ الاختبار Principle

تستعمل الكائنات الحية الدقيقة عملية تخمير الكربوهيدرات لإنتاج الطاقة. معظم الكائنات الحية الدقيقة تحول الكلوكوز إلى البيروفيت أثناء التحلل السكري، ومع ذلك فإن بعض الكائنات الحية تعتمد مسارات أيضية بديلة. يتكون وسط التخمر من وسط أساسي يحتوي على واحد من الكربوهيدرات (الكلوكوز أو اللاكتوز أو السكروز) فضلاً عن احتوائه على كواشف لونية مختلفة مثل Andrade أو Bromocresol purple أو غيرها للكشف عن إنتاج الحامض من التخمر، واحتواء الاختبار على أنبوب درهم Durham tube في كل الانابيب للكشف عن إنتاج الغاز خلال عملية التمثيل الغذائي.



1. Lactic acid fermentation. Lactic acid bacteria (*Streptococcus*, *Lactobacillus*).
2. Alcoholic fermentation. *Zymomonas*, *Saccharomyces*.
3. Propionic acid fermentation. Propionic acid bacteria (*Propionibacterium*).
4. 2,3-butanediol fermentation. *Enterobacter*, *Serratia*, *Bacillus*.
5. Mixed acid fermentation. Enteric bacteria (*Escherichia*, *Enterobacter*, *Salmonella*, *Proteus*).
6. Butyric acid fermentation. *Clostridium*.

الشكل (٢٠) المسارات الايضية للتخمير (Harley and Prescott.2002).

الوسط الغذائي الاساسي Basal media

اذابة (١٠غم) من الكازيين المهضوم Pancreatic digest of casein، و(٣غم) خلاصة لحم البقر Beef extract، و(٥غم) كلوريد الصوديوم NaCl، و(١٠غم) وكاربوهيدرات ، و(١٠مل) كاشف نوعي Andrade's (indicator) ذو اس هيدروجيني (٧,٤) او (٠,٢غم) بروموكريسول البنفسجي Bromocresol purple ذو اس هيدروجيني (٦,٨) في كمية من الماء

المقطر ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ويوزع في انابيب (٥ مل لكل انبوب) ويعقم بجهاز الموصدة بدرجة ١٢١ م وبضغط ١٥ باوند/انج ٢ ولمدة 15 دقيقة.

A/ وسط الببتون مع كاشف اندريد (Peptone Medium with Andrade's Indicator) (للبكتيريا المعوية Enterics والوتدية Coryneforms)

١- يلحق كل انبوب بقطرة واحدة من مزرعة بعمر (١٨-٢٤ ساعة) النامية في وسط نقيع القلب والدماغ السائل (brothBrain-heart infusion).

٢- تحضن في ظروف هوائية بدرجة (٣٥-٣٧) م لمدة (٧ أيام).

ملاحظة: تحضن الانابيب لمدة ٤ ايام بالنسبة لبكتيريا العائلة المعوية.

٣- اختبار الانابيب للكشف عن انتاج الحامض (يستدل عنه بتكون اللون الوردي) وانتاج الغاز.

٤- يجب ملاحظة ظهور النمو في الأنابيب. وعدم ظهور النمو في انابيب التخمر او انابيب السيطرة بعد (٢٤ ساعة) من الحضانة ، يضاف (١-٢) قطرة من مصل الارنب المعقم لكل انبوبة

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : يتغير لون الوسط الى اللون الوردي بتكون او عدم تكون غاز في انبوب درهم. الشكل (A-٢١) الانبوب في الجانب الايسر.

* النتيجة السالبة: نمو، بدون تغيير لون الوسط . الشكل (A-٢١) الانبوب في الجانب الايمن.

B/ وسط نقيع القلب والدماغ السائل الذي يمكن استبداله مع صبغة الارجواني بروموكريسول البنفسجية (للمكورات العقدية والمكورات المعوية)

١- يلحق كل أنبوب مع (٢ قطرة) من مزرعة بعمر (١٨-٢٤ ساعة) النامية في وسط نقيع القلب والدماغ السائل (Brain-heart infusion broth).


٢- تحضن بظروف هوائية بدرجة (٣٥-٣٧) م لمدة (4 أيام).

٣- يلاحظ التغيير اللوني لصبغة بروموكريسول الأرجواني إلى اللون الأصفر (الحامض).

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة: تغير لون الوسط الى الاصفر. الشكل (B-٢١) الانبوب في الجانب الايسر.

* النتيجة السالبة: نمو، وعدم تغير لون الوسط الزراعي الارجواني. الشكل(٢١) - (B) الانبوب في الجانب الايمن.



الشكل (٢١) وسط التخمر، A: وسط البيبتون مع كاشف Andrade . الانبوب في جانب اليسار تخمر الكلوكوز مع انتاج غاز المؤشرة بالسهم داخل انبوب درهم ، الانبوب في الوسط تخمر الكلوكوز بدون انتاج الغاز، والانبوب في الجانب الايمن لا يوجد تخمر للكلوكوز. B: وسط نقيع القلب والدماغ السائل مع كاشف بروموكريسول الارجواني. الانبوب في الجانب الايسر موجب، والانبوب في الجانب الايمن سالب.

C-سط التخمر Phenol Red Broth

تحضير الوسط MediaPR (Carbohydrate) Broth

أذابة (١٠ غم) الكازئين المهضوم Pancreatic digest of casein ، (٥ غم) كلوريد الصوديوم Sodium chloride ، (٥ غم) كاربوهيدرات (كلوكوز - لاکتوز - سكروز) (sucrose ، lactose ، glucose) ، (٠,٠١٨ غم) احمر الفينول Phenol red ، في كمية من الماء المقطر ثم ويعدل الاس الهيدروجيني الى (٧,٥ - ٧,١) و يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة

اختبار التخمر السكر بطريقة الاقراص Sugar-Differentiation Disk

الفترة الاولى First Period :

- ١- تحضر انابيب من وسط Tryptic agar base وتؤشر حسب السكر المراد اختباره
- ٢- يعقم ملقط (بغمره بالكحول ٧٠% ومن ثم يعرض على لهب ويبرد)، يسحب كل قرص سكر ويضاف الى كل انبوبة معلمة
- ٣- يلحق كل انبوب عدا انبوب السيطرة وذلك ، باخذ كمية من البكتيريا بوساطة الناقل المعدني المستقيم ومن ثم يطعن الاكار بعمق يصل من ٢/١ الى ٣/١ الاكار ، ويجب دفع قرص السكر في الاكار شبه الصلب . اما انبوب السيطرة يجب ان يطعن بالناقل المعدني المعقم بدون تلقيح.
- ٤- تحضن الانابيب بدرجة ٣٥ م° لمدة (٢٤ ساعة) .

الفترة الثانية Second Period :

- ١- اختبار الانابيب بعد مرور (٢ - ٤ - ٨ - ١٨) ساعة.
- ٢- انتاج الحامض يظهر بلون اصفر حول لقرص الذي ينتشر في الوسط الزرعي. انتاج الغاز يظهر على هيئة فقاعات وتشقق الاكار شبه الصلب . ان النتائج الموجبة لتكوين الحامض سوف تلاحظ من خلال تتغير اللون بزيادة مدة الحضانة ، ولذلك فأن تلون الاكار باللون الاصفر في (٢ - ٤) ساعة حضن يعد نتيجة موجبة حتى وان تغير لون الوسط الاحمر الى البنفسجي بزيادة مدة الحضانة.

اختبار تصبغ الاسواط (Wet Mount Technique) Flagella Stain

الغرض من الاختبار Purpose

تعتمد هذه التقنية لاختبار وجود وترتيب الاسواط لتشخيص انواع البكتيريا المتحركة

مبدأ الاختبار Principle

تكون الاسواط رقيقة جدا اذا لا يمكن رؤيتها باستعمال المجهر الضوئي والصبغات المألوفة مثل صبغة كرام او الصبغات البسيطة الاخرى . لذا تستخدم تقنية Wet Mount Technique لصبغ الاسواط البكتيرية وتكون بسيطة ، ومفيدة عندما يكون عدد وترتيب الاسواط مهم في تشخيص الانواع البكتيرية المتحركة. تتطلب طريقة التصبغ باستعمال مادة مثبتة تساعد على التصاق الصبغة في طبقات الاسواط وبذلك تكون مرئية تحت المجهر.

طريقة العمل Method

- ١- تنمى البكتيريا المراد تصبيغها على وسط اكار الدم بدرجة حرارة الغرفة لمدة (١٦-٢٤ ساعة).
- ٢- اضافة قطرتين صغيرتين من الماء على الشريحة الزجاجية.
- ٣- يغمر ناقل معدني Loop بماء معقم.
- ٤- توضع حلقة الناقل المعدني المملوءة بالماء على حافة المستعمرة لمدة معينة (حتى يسمح للخلايا البكتيرية المتحركة من السباحة الى داخل القطيرة المائية).
- ٥- وضع حلقة الناقل المعدني المملوءة بالخلايا البكتيرية المتحركة على قطرة الماء على الشريحة الزجاجية. (تحريك حلقة الناقل المعدني بشدة داخل قطيرة الماء على الشريحة الزجاجية يؤدي الى قطع الاسواط عن الخلايا البكتيرية).
- ٦- تغطي القطرة بغطاء شريحة (cover slip) برفق (كمية السائل على الشريحة الزجاجية يجب ان تكون كافية حسب مساحة غطاء الشريحة مع وجود مساحة فارغة حول حافة الغطاء).
- ٧- اختبار الشريحة بالمجهر الضوئي تحت قوة تكبير (٤٠ X) للخلايا المتحركة ، في حالة عدم مشاهدة الخلايا المتحركة يجب عدم اضافة الصبغة.
- ٨- عند مشاهدة الخلايا المتحركة ، تترك الشريحة بدرجة حرارة الغرفة لمدة (٥-١٠ دقائق) حتى يسمح للبكتيريا بالالتصاق على زجاج الشريحة او على غطاء الشريحة .
- ٩- توضع قطرتان من صبغة (Remel, Lenexa, Kansas (PYU على حافة غطاء الشريحة اذ ستتدفق الصبغة بفعل الخاصية الشعرية وتمزج مع العالق البكتيري، (يعد الفراغ حول حافة غطاء الشريحة مفيدة لمساعدة العمل الشعري).
- ١٠- اختبار الشريحة بعد (٥-١٠ دقائق) بدرجة حرارة الغرفة .
- ١١- اختبار الخلايا ذات الاسواط تحت العدسة الزيتية ١٠٠ X في المنطقة المثلى التي تتركز فيها الصبغة وهي في منتصف المسافة بين حافة الغطاء و مركز الشريحة.
- ١٢- توضع عدسة المجهر على الخلايا المرتبطة بالغطاء ثم على الخلايا المرتبطة على الشريحة لتسهيل رؤية الاسواط. لان ترسيب الصبغة على الشريحة اكثر من ترسيبها على الغطاء.


النتائج المتوقعة Expected Results

اختبار الشريحة كالاتي :

- ١- وجود او غياب الاسواط.
- ٢- عدد الاسواط لكل خلية .
- ٣- موقع السوط لكل خلية:
- A - محيطية الاسواط Peritrichous. الشكل (٢٢ - A)
- B- طرفية السوط Lophotrichous. الشكل (٢٢ - B)
- C- قطبية السوط Polar.
- ٤- سعة موجة السوط Amplitude of wavelength.
- a- قصير Short.
- b- طويل Long.
- ٥- اذا كانت مخرصة او لا.

الملاحظات :

تحتاج التقنية خبرة في اختبار الاسواط بالرغم من وجود الصبغة النوعية الخاصة بالاسواط



الشكل (٢٢) تقنية تصبغ الاسواط (Wet mount technique).

A: *Alcaligenes* spp.، peritrichous flagella

B: *Pseudomonas aeruginosa*، polar flagella

اختبار تحليل الجيلاتين Gelatin Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

انتاج انزيم Gelatinase الذي له القدرة على تحليل الجلاتين ويستعمل كأختبار تخميني للتعرف على انواع من البكتيريا بضمنها *Staphylococcus sp.*، *Enterobacteriaceae* ، وبعض العصويات الموجبة لصبغة كرام.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار في تحديد قابلية البكتيريا على انتاج انزيمات هاضمة للبروتين الخارج خلوية extracellular proteolytic enzymes

الجيلاتينيز (gelatinases) التي تعمل على اسالة الجيلاتين الذي يعد من مكونات النسيج الضام للفقریات. الوسط الجيلاتين الغذائي يختلف عن الاوساط الغذائية المستعملة في علم الاحياء المجهرية الحاوية على مادة التصلب الاكار وذلك باحتوائه على الجيلاتين ، اذ ان انتاج البكتيريا للجيلاتينيز يعمل على اسالة (يميع) وسط النمو.

الوسط الزراعي Media

اذابة (٥غم) جيلاتين محلل انزيميا Enzymatic digest of gelatin ، (٣غم) خلاصة اللحم البقري Beef extract ، (١٢٠غم) جيلاتين gelatin ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى 6.8 ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ثم تعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم توزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- تلقح انابيب الجيلاتين بـ (٤-٥ قطرات) من مزرعة سائلة بعمر (٢٤ ساعة)، او يلقح وسط الجلاتين من مزرعة بعمر ٢٤ ساعة بواسطة الطعن stabbing من (٤-٥ مرات) بعمق (٠,٥ انج) .
- ٢- تحضن الانابيب بدرجة (٣٥-٣٧) م° بطروف هوائية لمدة تصل الى (١٤ يوم).
- ٣- توضع انابيب الجيلاتين بعد الحضانة في درجة (٤) م° لاختبار التميع، مع عدم قلب الانبوب او عكسها لان في بعض الاحيان يكون التميع واضح فقط في اعلى منطقة التلقيح.

٤- تبرد انابيب الجيلاتين غير الملقحة بالبكتيريا (انابيب السيطرة) مع انابيب الملقحة، التميع يحدد فقط بعد تصلب الجيلاتين في انابيب السيطرة.


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : التميع الجزئي او الكلي (انابيب السيطرة يجب ان يكون متصلب كليا) في درجة (٤)م لمدة ١٤ يوم. الشكل (A-23).


* النتيجة السالبة : التصلب الكلي للوسط في درجة (٤)م. الشكل (B-٢٣).

الملاحظات :

- ١- بعض انواع البكتيريا قد تكون ضعيفة النمو او لا تنمو نهائيا في هذا الوسط.
- ٢- الجيلاتين سائل بدرجة حرارة فوق (٢٠)م، لذلك يجب ان تكون النتائج بعد التبريد.
- ٣- يحضن الوسط بدرجة ٢٥ م للبكتيريا التي تفضل النمو في هذه الدرجة بدلا عن درجة (٣٥)م.



الشكل (٢٣) تحليل الجيلاتين Gelatin Hydrolysis : A : موجبة اعلى الوسط غير متصلب. B: سالب: انبوب غير ملقح.



الشكل (٢٤) تحليل الجيلاتين بوساطة بكتيريا منتجة لانزيم Gelatinase

اختبار النمو بدرجة ٤٢ °م Growth at 42°C

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتمييز البكتيريا الزائفة المكونة للبايوسيانين *pyrocyanogenic pseudomonads* من انواع الزائفة الاخرى *Pseudomonas sp.*

مبدأ الاختبار Principle


يحدد هذا الاختبار قابلية البكتيريا على النمو بدرجة ٤٢ °م ، انواع عديدة من بكتيريا الزائفة قد عزلت من المختبرات الطبية التي لها القدرة على النمو في درجات حرارة عالية.

طريقة العمل Method

- ١- يلقح انبوبان حاويان وسط (TSA) Trypticase soy agar بلمس خفيف لمستعمرة بعمر (١٣-٢٤ ساعة) بوساطة ناقل معدني loop وتخطيط السطح المائل للوسط.
- ٢- يحضن بالوقت نفسه احد الانابيب بدرجة (٣٥) °م والاخر بدرجة (٤٢) °م.
- ٣- يسجل وجود نمو على السطح المائل بعد (١٨-٢٤) ساعة في كلا الانبوبين.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : نمو جيد بدرجة ٣٥ °م و ٤٢ °م. الشكل (A-٢٥).
- * النتيجة السالبة : عدم وجود نمو في درجة ٤٢ °م ، مع وجود نمو جيد عند درجة ٣٥ °م . الشكل (B-٢٥).



الشكل (٢٥) النمو بدرجة ٤٢°م. A: موجب ، نمو جيد. B: سالب ، لا يوجد نمو.

اختبار تحلل الهايبوريك Hippurate Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتحري عن انتاج انزيم Hippuricase لتشخيص انواع عديدة من البكتيريا.

مبدأ الاختبار Principle

يتحلل حامض الهيبورك hippuric acid مائيا بواسطة انزيم hippuricase لينتج الكلايسين glycine وحامض البنزويك benzoic acid ، ثم تزال مجموعة الامين من حامض الكلايسين بواسطة عامل الاكسدة نانهيدرين (ninhydrin oxidizing agent) فيختزل والنتاج النهائي من تفاعل اكسدة الننهيدرين يكون ارجواني اللون ، ويجب ان يحتوي وسط الاختبار hippurate فقط لان الننهيدرين ربما يتفاعل مع اي من الاحماض الامينية الحرة الموجودة في وسط النمو او الاوساط الزرعية الاخرى.

طريقة العمل Method

١- يضاف (٠,١ مل) ماء مقطر معقم الى انبوب بلاستيكية ذات ابعاد ١٢x٧٥ ملم.


- ٢- يحضر عالق بكتيري ذو نمو كثيف من البكتيريا المراد اختبارها.
- ٣- يوضع قرص Hippurate في العالق البكتيري بوساطة ملقط معقم بالحرارة .
- ٤- تغطى الأنبوب وتحضن لمدة (٢) ساعة بدرجة ٣٥م° ويفضل استعمال حمام مائي للحضن.
- ٥- يضاف (٠,٢ مل) كاشف نانهيدرين ninhydrin reagent واعدة حضنها لمدة (١٥ - ٣٠) دقيقة .يلاحظ تغير لون المحلول الى الارجواني الغامق.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : لون ارجواني غامق. الشكل (٢٦- A).
- * النتيجة السالبة : عدم وجود لون او وردي فاتح مصفر (slightly yellow pink). الشكل (٢٦- B).

الملاحظات :

تكون نتيجة موجبة خاطئة عند الحضن مع نانهيدرين بمدة تتجاوز (٣٠) دقيقة.



- الشكل (٢٦) اختبار Hippurate Hydrolysis : A : نتيجة موجبة Positive .
B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار الاندول Indole Production

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لمعرفة البكتيريا التي تنتج انزيم tryptophanase.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قدرة البكتيريا على تحليل التربتوفان Tryptophan مائيا لتكوين مركب الاندول Indole. يتواجد التربتوفان Tryptophan في الكازئين Casein والبروتين الحيواني، وتحلل البكتيريا التربتوفان مائيا بأنزيم Tryptophanase الى البايروفيت Pyruvate، الامونيا Ammonia والاندول Indole، وعند اضافة كاشف كوفاكس Kovac's reagent (Dimethylamine-benzaldehyde hydrochloride) الى المزرعة السائلة فإنه يتفاعل مع الاندول منتجا بذلك لونا احمر. هناك طريقة بديلة تستخدم فيها كاشف أهرليك Ehrlich's reagent الذي يتكون من نفس المواد الكيميائية لكاشف الكوفاكس لكنه يحتوي على كحول الاثيل المطلق الذي يجعله قابلا للاشتعال. ويمتاز كاشف أهرليك Ehrlich's reagent بحساسيته للكميات القليلة من الاندول.

الوسط الزرعي Media

اذابة (١٠غم) من بيتون الكازئين Casein peptone ، (٥غم) كلوريد الصوديوم NaCl و (١٠غم) تربتوفان Tryptophan، في كمية من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ووزع في انابيب ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة. ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

A/ العائلة المعوية Enterobacteriaceae

- ١- يلفح وسط Tryptophane broth بقطرة واحدة من مزرعة بكتيرية نامية في وسط نقيع القلب والدماغ السائل (brain-heart infusion broth) بعمر (٢٤ ساعة).
- ٢- تحضن الانابيب بدرجة (٣٥-٣٧) م° بطروف هوائية لمدة تصل الى (٤٨ ساعة).
- ٣- يضاف (٠,٥ مل) من كاشف كوفاكس للمزرعة السائلة.

B/ العصويات السالبة لصبغة كرام الاخرى Other Gram-Negative Bacilli


- ١- يلفح وسط Tryptophane broth بقطرة واحدة من مزرعة بكتيرية سائلة بعمر (٢٤ ساعة).
- ٢- حضن بدرجة (٣٥-٣٧) م° بطروف هوائية لمدة تصل الى (٤٨ ساعة).
- ٣- يضاف (١ مل) من الزايلين xylene الى المزرعة.
- ٤- يحرك الخليط بقوة لاستخلاص الاندول ويترك لحين تكون الزايلين طبقة في اعلى المحلول المائي .
- ٥- يضاف (٠,٥ مل) من كاشف اهرليك Ehrlich's reagent من الجانب السفلي من الانبوب.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : ظهور حلقة وردية الى لون الخمري بعد اضافة الكاشف المناسب. الشكل (٢٧-A).
- * النتيجة السالبة: عدم تغير لون الحلقة بعد اضافة الكاشف المناسب. الشكل (٢٧-B).

الملاحظات :

تستعمل طريقة اهرليك Ehrlich's method كذلك للتفريق بين البكتيريا تحت الظروف الغير هوائية.



الشكل (٢٧) اختبار انتاج الاندول Indole Production
A: نتيجة موجبة Positive. B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار LeucineAminopeptidase (LAP) Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتشخيص المكورات البكتيرية الموجبة لصبغة كرام السالبة لاختبار الكاتليز-catalase .

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل قرص (LAP) كاختبار سريع للكشف عن الانزيم LeucineAminopeptidase. تعد اقراص Leucine -beta- naphthylamide المادة الأساس للكشف عن الانزيم وبعد تحليلها بواسطة الانزيم، تنتج مادة بيتا – نافتيل امين Beta-naphthylamine ذات اللون الاحمر عند اضافة كاشف Cinnamaldehyde.

طريقة العمل Method


- ١- ، يرطب قرص LeucineAminopeptidase قليلا بالكاشف المائي reagent-grade water مع عدم جعل القرص يتشرب بالشكل كبير بالكاشف قبل الحضان
- ٢- يستعمل قضيب خشبي رفيع لمزج كمية قليلة من عدة مستعمرات نامية في وسط زرعي بعمر (١٨-٢٤ ساعة) على مساحة صغيرة من قرص (LAP)
- ٣- تحضن الاقراص بدرجة حرارة الغرفة لمدة (٥ دقائق).
- ٤- بعد انتهاء فترة الحضان ،يضاف قطرة من كاشف Cinnamaldehyde.

النتائج المتوقعة Expected Results

- *النتيجة الموجبة : ظهور اللون الاحمر خلال (١دقيقة) بعد اضافة كاشف Cinnamaldehyde. الشكل (A-٢٨).
- * النتيجة السلبية: عدم تغير اللون او تغير الى الاصفر الخفيف. الشكل (B-٢٨) .

الملاحظات:

نتائج الاختبار تعتمد على صلاحية المادة المشبعة بالقرص.



الشكل (٢٨): اختبار LeucineAminopeptidase (LAP):

A: نتيجة موجبة Positive، B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار وسط (حليب اللتموس) Litmus Milk Medium

الغرض من الاختبار Purpose

يعتمد هذا الاختبار على التفريق بين انواع البكتيريا من خلال تفاعلاتها الايضية في حليب اللتموس litmus milk والتي تتضمن: التخمر، الاختزال، تكوين الخثرة، الهضم، وانتاج الغاز، وكذلك يستعمل وسط حليب اللتموس لنمو بكتيريا حامض اللبنيك lactic acid.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قدرة البكتيريا على ايض حليب اللتموس. ان تخمر اللاكتوز يظهر بوضوح عندما يتحول لون دليل اللتموس الى الوردي كنتيجة لأنتاج الحامض، واذا كانت كمية الحامض المنتج كافية فإن الكازئين casein الحليب سوف يتخثر ويتصلب الحليب. يلاحظ مع بعض انواع البكتيريا انكماش خثرة الحليب وتكون مصل الحليب whey على سطح الوسط، وبعض البكتيريا تحلل الكازئين casein مائيا مسببة تغير لون الحليب الى التبنّي وعكارة المصل. فضلا عن بعض البكتيريا التي تختزل اللتموس litmus فيصبح الوسط في قعر الانبوب عديم اللون.

الوسط الزراعي Media

إذابة (١٠٠غم) من مسحوق حليب الفريز skim milk و (٥,٥غم) لثيموس litmus و (٥,٥غم) كبريتيد الصوديوم Sodium sulphite ، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل الأس الهيدروجيني إلى ٦,٨ ويكمل الحجم إلى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / إنج ٢ لمدة ١٥ دقيقة . ثم وزع في أنابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في أنابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- يلقح الوسط بـ (٤ قطرات) من مزرعة سائلة بعمر (٢٤ ساعة).
- ٢- يحضن بدرجة (٣٥-٣٧) م° بظروف هوائية لمدة ٧ أيام .
- ٣- يلاحظ يوميا التفاعل القاعدي (تغير اللثيموس للون الأزرق)، التفاعل الحامضي (تغير اللثيموس للون الوردي)، اختزال الدليل اللوني، التخثر الحامضي ، والببتنة peptonization . تغيرات متعددة تحدث خلال فترة الحضانة.
- ٤- تسجل جميع الملاحظات.

النتائج المتوقعة Expected Results

جدول (١) مظهر الدليل اللوني (Litmus) Appearance of Indicator (Dye)


اللون	الأس الهيدروجيني PH	النتيجة
الوردي ، البنفسجي (الشكل ٣٠- A)	حامضي	حامضي (A)
الأزرق (الشكل ٣٠-B)	قاعدي	قاعدي (B)
أرجواني مماثل للأنبوب غير الملقح (السيطرة) (الشكل ٣٠-C)	عدم تغير اللون	عدم تغير اللون
أبيض (الشكل ٣٠-D)	اختزال الدليل اللوني دون الاعتماد على الأس الهيدروجيني	ازال اللون

جدول (٢) مظهر الحليب Appearance of Milk

النتيجة	الاس الهيدروجيني PH	قوام الحليب
تجلط	حامضي او قاعدي	تخثر او تكتل (الشكل ٣٠-E)
هضم	حامضي	تحلل الخثرة بالشكل واضح ، تكون لون رصاصي سائل ، مائي ، انكماش ، خثرة وردية غير قابلة للذوبان (الشكل ٣٠-F)
Peptonization ببتنة	قاعدي	تحلل الخثرة بلون رصاصي ، سائل مائي ، انكماش ، خثرة زرقاء غير قابلة للذوبان.

الملاحظات :

* تفاعلات وسط اللتموس غير نوعية ولذلك يجب اجراء أختبارات اضافية للتشخيص النهائي للبكتيريا.



الشكل (٣٠) : نتائج وسط حليب اللتموس A: Litmus Milk هضم مع تفاعل قاعدي، B: تكون خثرة حامضية مع اختزال اللتموس C: تكون خثرة حامضية مع اختزال اللتموس وتكون غاز من التخمر D: تكون Curd واختزال اللتموس G: تفاعل قاعدي E: سيطرة غير ملقحة F: تفاعل حامضي

جدول (٣) نتائج اختبار حليب اللموس Litmus Milk

Result	Interpretation	Symbol
Pink color	Acid reaction	A
Pink and solid (white in the lower portion if the litmus is reduced); clot not movable	Acid clot	AC
Fissures in clot	Gas	G
Clot broken apart	Stormy fermentation	S
White color (lower portion of medium)	Reduction of litmus	R
Semisolid and not pink; clear to gray fluid at top	Curd	C
Clarification of medium; loss of "body"	Digestion	D
Blue medium or blue band at top	Alkaline reaction	K
No change	None of the above reactions	NC

*These results may appear together in a variety of combinations.

اختبار Lysine Iron Agar (LIA)

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين العصيات السالبة لصيغة كرام استنادا الى عملية نزع الكربوكسيل Decarboxylation او نزع الامين Deamination من اللايسين و تكوين كبريتيد الهيدروجين (H₂S) hydrogen sulfide .

مبدأ الاختبار Principle

يحتوي وسط اكار اللايسين والحديد على اللايسين lysine، ببتون Peptones ، وكمية قليلة من الكلوكوز ، وسترات الامونيوم الحديدية Ferric ammonium citrate ، ثايوكبريتات الصوديوم Sodium thiosulfate، يتكون الوسط من سطح مائل هوائي وقعر لا هوائي . عندما يتخمّر الكلوكوز فأن قعر الوسط يصبح حامضيا (اصفر)، اذ تنتج البكتيريا انزيم lysine decarboxylase يتكون cadaverine الذي يعادل الاحماض العضوية الناتجة من تخمر الكلوكوز ويتحول قعر الانبوب الى الحالة القاعدية (ارجواني). اما عدم انتاج انزيم decarboxylase فأن قعر الانبوب يبقى حامضي (اصفر). اما حدوث ازالة الامين التأكسدية لللايسين فأن المركب الذي يتكون بوجود سترات الامونيوم الحديدية Ferric ammonium citrate ومساعد الانزيم Flavin mononucleotide يكون خمري (برغندي) اللون على السطح المائل . في حين عدم حدوث عملية ازالة الامين Deamination فأن السطح المائل للوسط يبقى ارجوانيا . ان بروموكريزول الارجواني Bromocresol purple تعد

كدليل على الاس الهيدروجيني اذ يكون اصفر اللون في اس هيدروجيني ٥,٢ او اقل و يكون ارجوانيا في اسي 6.8 او اعلى.

الوسط الزراعي Media

اذابة (٥غم) من جيلاتين مهضوم انزيميا Enzymatic digest of gelatin ، (٣غم) خلاصة الخميرة yeast extract ، (١غم) دكستروز Dextrose ، (١٠غم) L-lysine ، (٠,٥غم) سترات الامونيوم الحديدية Ferric Sodium ammonium citrate و (٠,٠٤غم) ثايوكبريتات الصوديوم و (٠,٠٢غم) بروموكريزول الارجواني Bromocresol thiosulfate و (١٣,٥غم) اكار agar ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٧ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها . (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم).

طريقة العمل Method

- ١- يلحق الوسط الزراعي اكار اللايسين والحديد بالطعن مرتين بناقل معدني مستقيم needle في قعر ومركز الانبوب ومن ثم يخطط السطح الوسط المائل. (الشكل ٣١ - E) .
- ٢- يغطى الانبوب بأحكام ويحض بدرجة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة (١٨ - ٢٤) ساعة.

النتائج المتوقعة Expected Results


- * سطح الوسط المائل قاعدي / قعر قاعدي (K/K) :حدوث lysine decarboxylation وعدم تخمر الكلوكوز. (الشكل ٣١ - A) .
- * سطح الوسط المائل قاعدي / قعر حامضي (K/A) - تخمر الكلوكوز. (الشكل ٣١ - C) .
- * سطح الوسط المائل احمر / قعر حامضي (R/A) - حدوث lysine deamination و تخمر الكلوكوز.
- * في حالة وجود راسب اسود دليل على تكون H2S (الشكل ٣١ - D) .

الجدول (٤) نتائج اختبار وسط Lysine Iron Agar (LIA)

Result	Interpretation	Symbol
Purple slant/purple butt	Lysine deaminase negative; Lysine decarboxylase positive	K/K
Purple slant/yellow butt	Lysine deaminase negative; Lysine decarboxylase negative; Glucose fermentation	K/A
Red slant/yellow butt	Lysine deaminase positive; Lysine decarboxylase negative; Glucose fermentation	R/A
Black precipitate	Sulfur reduction	H ₂ S

الملاحظات :

- ١- بكتيريا *Proteus sp.* التي تنتج كبريتيد الهيدروجين H₂S لا يتكون اللون الاسود في الوسط، لذا يعمل اختبار اضافي اكار الحديد ثلاثي السكر triple sugar iron agar كطريقة تشخيصية متبعة.
- ٢- الشكل A و C ممكن ان يكون مصحوبا بتكوين راسب اسود من كبريتيد الحديد (FeS) ferrous sulfide ، الذي يشير الى انتاج كبريتيد الهيدروجين H₂S. الشكل (٢٣ - B).



الشكل (٣١) اختبار Lysine iron agar

- A: سطح الوسط المائل قاعدي / قعر قاعدي (K/K). B: سطح الوسط المائل قاعدي / قعر قاعدي + تكوين كبريتيد الهيدروجين (K/K H₂S+). C: سطح الوسط المائل قاعدي / قعر حامضي (K/A). D: سطح الوسط المائل احمر / قعر حامضي (R/A). E: انبوب غير ملقحة.

اختبار احمر المثيل / فوكاس بروسكاور-Methyl Red -Voges-Proskauer (MR-VP) Tests

الغرض من الاختبار Purpose

يعتمد الاختباران احمر المثيل (MR) methyl red وفوكاس بروسكاور (VP) Voges-Proskauer لتمييز انواع البكتيريا من اعضاء العائلة المعوية.

مبدأ الاختبار Principle

يعمل هذا الاختبار لتحديد قدرة البكتيريا على انتاج وحفظ الحامض بالشكل مستقر من تخمر الكلوكوز للتغلب على سعة الدارئ للنظام فضلا عن تحديد قابلية بعض انواع البكتيريا لانتاج نواتج طبيعية نهائية مثل ٢,٣-بيوتانيدول (2,3-butanediol) او استيتون acetoin من تخمر الكلوكوز. يكشف احمر المثيل عن مزيج من الاحماض التي تقلل من الاس الهيدروجيني للوسط السائل ، ويعد احمر المثيل دليل لوني بعد مدة الحضان اذ يكون لونه احمر عند درجة اس هيدروجيني (٤,٤) واصفر عند درجة اس هيدروجيني (٦,٢)، واللون الاحمر الشفاف يعد نتيجة موجبة، والاصفر يعد نتيجة سالبة ،اما الطيف المتنوع من اللون البرتقالي يعد نتيجة سالبة او نتيجة غير حاسمة او غير قطعية . يكشف فوكاس بروسكاور عن قدرة البكتيريا على تحويل الحامض الناتج الى استيوين acetoin و ٣,٢-بيوتانيدول (2,3-butanediol). البكتيريا القادرة على استعمال مسار فوكاس بروسكاور ينتج عنه كمية قليلة من الاحماض خلال تخمر الكلوكوز ولذلك لا يحدث تغير في اللون عند اضافة دليل احمر المثيل ، اضافة كاشف ثانوي وهو الفا - نفثول alpha-naphthol ثم هيدروكسيد البوتاسيوم (KOH) potassium hydroxide، سوف يؤدي الى تكون لون احمر يدل على ايجابية اختبار فوكاس بروسكاور.

الوسط الزراعي Media

اذابة (٣,٥ غم) من نسيج حيواني مهضوم Peptic digest of animal tissue ، (٣,٥ غم) كازئين مهضوم pancreatic digest of casein ، (٥ غم) دكستروز dextrose و (٥ غم) فوسفات البوتاسيوم KPO4، في كمية من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- يلقح وسط MR-VP بقطرة واحدة من مزرعة بكتيرية نامية على وسط نقيع القلب والدماغ السائل (Brain-heart infusion broth) بعمر (٢٤ ساعة).
- ٢- تحض الانابيب بدرجة (٣٥ - ٣٧) °م في حاضنة هوائية لمدة (٨ - ٤) ساعة. لا يمكن اجراء الاختبارات بمزرعة بكتيرية بعمر اقل من (٤٨ ساعة) ، وذلك لتراكم النواتج النهائية إلى المستويات المطلوبة. في حالة النتائج كانت غير واضحة بعد (٤٨ ساعة) تعاد الاختبارات بحضن الانابيب بدرجة (٣٥ - ٣٧) °م في حاضنة هوائية لمدة (٤ - ٥) ايام ، مع حضن مكررات الانابيب في درجة حرارة (٢٥) °م .
- ٣- يقسم الوسط الزرعى الى انبوبيتين بعد انتهاء الحضن لاجراء اختبار احمر المثل MR و فوكاس بروسكاور VP.

A/ اختبار احمر المثل :

- ١- يضاف (٥ - ٦) قطرات من كاشف احمر المثل لكل (٥ مل) من المزرعة السائلة المحضونة.
- ٢- يقرأ التفاعل حالا.

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة: لون احمر براق يدل على تكون مزيج من الاحماض .
الشكل (32-A).

* النتيجة الموجبة الضعيفة: لون احمر - برتقالي.

* النتيجة السالبة : لون اصفر. الشكل (32-B) .

B/ اختبار فوكاس بروسكاور VP طريقة باريت (Barritt's Method)
لبكتيريا العصوية السالبة لصبغة كرام :

- ١- يضاف (٠,٦ مل او ٦ قطرات) من محلول A (alpha-naphthol) و (٠,٢ مل او ٢ قطرة) من محلول B (KOH) الى (١ مل) من الوسط الزرعى MR-VP السائل .
- ٢- يرج جيدا بعد اضافة كل كاشف.
- ٣- يلاحظ لمدة (٥ دقائق) .

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : لون احمر ، يشير الى انتاج الاستوين acetoin الشكل (32-C) .


* النتيجة السالبة : لون اصفر الشكل (D – 32) .

C / اختبار فوكاس بروسكاور VP طريقة كوبلنتز (Coblentz Method)
لبكتيريا المكورات العقدية Streptococci .


- ١- يلقح (٢ مل) من وسط MR-VP بكتريا نامية في اطباق اكار الدم بعمر (٢٤ ساعة) بوساطة ناقل معدني Loop.
- ٢- تحضن الانابيب لمدة (٦ ساعات) وبدرجة (٣٥)م° في حاضنة هوائية، ثم يضاف (١,٢ مل او ١٢ قطرة) من محلول (alpha-naphthol) A و (٠,٤ مل او ٤ قطرات) من محلول B (40% KOH) مع creatine).
- ٣- يرج الانبوب جيدا ويحضن في درجة حرارة الغرفة لمدة (٣٠ دقيقة) .

الملاحظات :


- ١- يجب الا يقرأ اختبار MR قبل (٤٨ ساعة) ، لان بعض انواع البكتيريا لا تنتج كمية كافية من نواتج تخمر الكلوكوز.
- ٢- تظهر البكتيريا السالبة لاختبار MR نتيجة موجبة وذلك لعدم وجود وقت كاف لتحويل تلك النواتج .
- ٣- اختبار MR-VP يجب ان يقترن باختبارات تأكيدية للتفريق بين بكتيريا العائلة المعوية Enterobacteriaceae.




الشكل (٣٢) : اختبار احمر الميثيل - فوكاس بروسكاور MR-VP . A: احمر الميثيل موجب . B: احمر الميثيل سالب . C: فوكاس بروسكاور موجب . D: فوكاس بروسكاور سالب .



الشكل (٣٣) انتاج مزيج من الاحماض خلال تخمر الكلوكوز لاعطاء نتيجة موجبة لاختبار احمر الميثيل ، اغلب حامض formate يتحول الى H_2 و CO_2 اما Succinate يتكون خلال مسار PEP وليس Puruvite ويكون بين Formate و Acetate



الشكل (٣٤) تخمر Butanediol اذ يتم اختزال acetoin بواسطة NADH وينتج 2,3- Butanediol. اكسدة acetoin الى diacetyl الذي يعد دليل على اختبار VP



الشكل (٣٥) اختبار الفوكاس بروسكاور باستعمال كواشف الفا -نفتول وكاشف هيدروكسيد البوتاسيوم اذ يتم تفاعل الكواشف مع Acetoin وتتأكسد الى diacetyl الذي يتفاعل مع guanidine (الناتج من الببتون في الوسط الغذائي) ليعطي اللون الاحمر

اختبار ميكروديز (الاوكسيدز المحور) Microdase Test (Modified Oxidase)

الغرض من الاختبار Purpose

يعمل هذا الاختبار للتمييز بين بكتيريا المكورات الموجبة لصبغة كرام الموجبة لاختبار الكاتليز (المكورات الدقيقة micrococci من المكورات العنقودية staphylococci).

مبدأ الاختبار Principle

يعد اختبار انزيم microdase طريقة سريعة للتمييز بين بكتيريا المكورات الدقيقة Micrococcus spp. من المكورات العنقودية Staphylococcus. بواسطة الكشف عن انزيم الاوكسيدز oxidase. ، بوجود الاوكسجين يتفاعل

انزيم الاوكسيديز (oxidase) مع كاشف الاوكسيديز indophenols. والسايتوكروم C (cytochrome C) لتكوين المركب الملون .

طريقة العمل Method


- ١- يلقح كمية قليلة من عدة مستعمرات من مزرعة بكتيرية نقية نامية على وسط اكار الدم بعمر (١٨-٢٤) ساعة باستعمال ناقل خشبي وتحرك على مساحة صغيرة من قرص المايكروديز microdase disk. مع ملاحظة عدم ترطيب القرص قبل الاستعمال .
- ٢- تحضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة (٢ دقيقة) .

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة: تغير اللون من الازرق الى الارجواني المزرق. الشكل (٣٦) – (A).
- * النتيجة السالبة : عدم تغير اللون . الشكل (٣٦) – (B).

الملاحظات:

يجب ان تعطي المكورات العنقودية Staphylococci نتيجة سالبة عدا *S. sciuri* و *S. lentus* و *S. vitulus*.



الشكل (٣٦) اختبار microdase . A: نتيجة موجبة Positive . B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار الحركة Motility Testing

الغرض من الاختبار Purpose

يعمل هذا الاختبار لتحديد البكتيريا المعوية المتحركة، التي تمتلك اسواطاً للحركة

مبدأ الاختبار Principle

يلقح وسط الاكار شبه الصلب بعمق بواسطة ناقل معدني مستقيم بطريقة الطعن. يكون الدليل على ان البكتيريا متحركة وذلك بانتشار منطقة النمو ممتدة خارج خط الطعن (التلقيح). بعض انواع البكتيريا يمتد نموها ليشمل كل وسط النمو في الانبوب ، بينما انواع الاخرى تظهر مناطق صغيرة او عقد نمو خارج خط الطعن (التلقيح).

الوسط الزراعي Media

اذابة (١٠ غم) من جلاتين المهضوم انزيميا Enzymatic digest of gelatin، (٣ غم) خلاصة اللحم البقري Beef extract، (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl و (٤ غم) من الاكار ، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٣ ويكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة وتترك بالشكل افقي لحين التصلب . ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل افقي لحين تصلبها . (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- لمس مستعمرة بكتيرية فتية بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة النامية على وسط الاكار بواسطة ناقل معدني مستقيم .
- ٢- طعن مرة واحدة وبعمق ٣/١ الى ٢/١ انج في مركز الوسط الزراعي في الانبوب .
- ٣- تحضن الانابيب بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م°، وتفحص يومياً لمدة ٧ ايام.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة: تنتشر حركة البكتيريا خارج حدود خط الطعن (التلقيح) . الشكل (٣٧ - A) .
- * النتيجة السالبة: تبقى البكتيريا غير المتحركة ضمن خط الطعن . الشكل (٣٧ - B) .

الملاحظات :

بعض انواع البكتيريا لا تظهر نموا كافيا في هذا الوسط الزرعي ، فيجب ان يكون الاختبار متبوعا باختبارات اضافية.



الشكل (٣٧) : اختبار الحركة

A: النتيجة الموجبة Positive. B: النتيجة السالبة Negative.

اختبار الحركة Hydrogen Sulfide Production and Motility وكبريتيد الهيدروجين


الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين البكتيريا التي لها القابلية على الحركة وتكوين كبريتيد الهيدروجين والاندوال، اذ يستعمل للتمييز مثلا بكتيريا *Proteus vulgaris* التي تكون متحركة ومكونة لـ H_2S وبكتيريا *Klebsiella pneumoniae* التي تكون غير متحركة وغير مكونة لـ H_2S .

مبدأ الاختبار Principle

يوجد العديد من البروتينات التي تكون غنية بالاحماض الامينية التي تحتوي الكبريت مثل السيستين ، وعند تحلل تلك البروتينات مائيا بواسطة بعض انواع البكتيريا يتم تحرير الأحماض الأمينية، يفقد السيستين ذرة الكبريت بوجود انزيم cysteine desulfurase، و من خلال إضافة الهيدروجين الناتج من الماء

يكون غاز كبريتيد الهيدروجين، و كما يمكن إنتاج كبريتيد الهيدروجين الغازي عن طريق اختزال المركبات الحاوية على الكبريت غير العضوية مثل ثيوسلفات ($S_2O_3^{2-}$) ، والكبريتات (SO_4^{2-}) ، او الكبريتيد (SO_3^{2-}) ، فان بعض البكتيريا تقوم بهضم ثيوسلفات الصوديوم sodium thiosulfate ثم اختزاله إلى كبريتات sulfite باستعمال إنزيم اختزال ثيو كبريتات thiosulfate reductase ، و تحرر غاز كبريتيد الهيدروجين. يحتوي وسط اكار SIM Agar الببتون و ثيوسلفات الصوديوم sodium thiosulfate كمادة اساس وكبريتات الامونيوم الحديدية ferrous ammonium sulfate كدليل على انتاج H_2S والسستين يعد من مكونات الببتونات المستعملة في وسط SIM ، قلة نسبة الاكار في الوسط يجعله شبه صلب. بمجرد إنتاج H_2S فإنه يتحد مع كبريتات الامونيوم الحديدية ويكون راسب أسود غير قابل للذوبان من كبريتيد الحديدك يمكن رؤيته حول منطقة التلقيح واذا كان الكائن الحي متحركاً أيضاً ، قد يتحول الأنبوب إلى اللون الأسود بالكامل. يدل اللون الأسود في الأنبوب الى نتيجة موجبة لـ H_2S ، وعدم وجود راسب أسود يدل الى سلبية النتيجة. يمكن أيضاً استعمال وسط SIM للكشف عن وجود أو غياب الحركة في البكتيريا فضلاً عن إنتاج الإندول . امتداد النمو عن منطقة التلقيح يدل على حركة البكتيريا في الوسط الزرعي اذا تهاجر البكتيريا المتحركة من خط التلقيح لتشكيل عكارة كثيفة في الوسط المحيط بينما عدم امتداد النمو يشير الى عدم قابلية البكتيريا على الحركة



الشكل (٣٨) إنتاج كبريتيد الهيدروجين

اختبار وسط ام أر أس MRS Broth

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد البكتيريا القادرة على تكون غاز خلال تخمر سكر الكلوكوز. مثل بعض انواع بكتيريا *Lactobacillus* spp. و *Leuconostoc* sp.

مبدأ الاختبار Principle

يحتوي وسط MRS السائل مصادر الكربون ، النتروجين والفيتامينات التي تدعم نمو بكتيريا حامض اللاكتيك *lactobacilli* وبكتيريا اخرى . وهو وسط زرعي انتقائي لاحتوائه خلاص الصوديوم sodium acetate وستريت الامونيوم ammonium citrate لتجنب نمو البكتيريا الملوثة ، اذ يعد النمو على الوسط نتيجة موجبة وقد يضاف انبوب درهام Durham tube للتمييز بكتيريا *Lactobacillus* spp. من بكتيريا *Leuconostoc* sp.

الوسط الزراعي Media

اذابة (١٠ غم) من انسجة حيوانية مهضومة انزيميا Enzymatic digest of animal tissue ، (١٠ غم) خلاصة اللحم البقري beef extract ، (٥ غم) خلاصة الخميرة yeast extract ، (٢٠ غم) دكستروز dextrose ، (٥ غم) خلاص الصوديوم NaC2H3O2 ، (١ غم) بولي سوربيت 80 polysorbate 80 ، (٢ غم) فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين KH₂PO₄ (٢ غم) سترات الامونيوم ammonium citrate ، (٠,١ غم) كبريتات المغنيسيوم MgSO₄ ، (٠,٠٥ غم) كبريتات المنغنيز MnSO₄ ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٥ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، وتعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- يلحق وسط MRS السائل من مزرعة بكتيرية صلبة او سائلة بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة.
- ٢- يحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة في حاضنة هوائية.

النتائج المتوقعة Expected Results


* النتيجة الموجبة : نمو بكتيريا *Leuconostoc*sp وانتاج غاز بدلالة تكوين فقاعة في انبوب درهام Durham tube. الشكل (٣٩ - A).

* النتيجة الموجبة : نمو بكتيريا *Lactobacillus* spp بدون انتاج غاز. الشكل (٣٩ - B).

* النتيجة السالبة : عدم وجود نمو بكتيري (لايشاهد نمو).



الشكل (39) : اختبار وسط MRS السائل A: نتيجة موجبة انتاج الغاز بواسطة *Leuconostoc* sp. (السهم). B: نتيجة موجبة ، نمو بكتيري بدون تكوين غاز بواسطة *Lactobacillus* sp.



الشكل (٤٠) انتاج كبريتيد الهيدروجين وحركة البكتريا

اختبار 4-Methylumbelliferyl- β -D-Glucuronide (MUG) Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتشخيص اجناس متعددة من العائلة المعوية و بكتيريا القولون *Escherichia coli* المنتجة للفيروتوكسين verotoxin.

مبدأ الاختبار Principle

تنتج بكتيريا القولون والعائلة المعوية انزيم β -d-glucuronidase الذي يحلل مائيا مشتقات β -d-glucopyranosid-uronic الى aglycons و d-glucuronic acid. يتحلل القرص المشبع بالمادة الأساس 4-Methylumbelliferyl- β -d-glucuronide بواسطة الانزيم لينتج 4-methylumbelliferyl، الذي يشع بلون ازرق تحت الاشعة فوق البنفسجي ذات الطول الموجي العالي. مع ذلك فان سلالات بكتيريا *E. coli* المنتجة للفيروتوكسين verotoxin لا تنتج (MUG) و النتيجة السالبة لهذا الاختبار تعد دليلا لوجود سلالة ذات اهمية سريرية .

طريقة العمل Method


- 1- يرطب القرص بقطرة واحدة من الماء.
- 2- يفرك القرص بجزء من مستعمرة من مزرعة نقية بعمر (١٨ - ٢٤) باستعمال ناقل خشبي.
- 3- يحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في حافظة مغلقة لمدة (٢ ساعة).
- 4- اختبار القرص باستعمال ضوء فوق بنفسجي بطول موجي (٣٦٦ نانومتر).

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : وميض كهربائي ازرق. الشكل (٤١ - A) .
- * النتيجة السالبة : عدم وجود وميض . الشكل (٤١ - B) .

الملاحظات :

- 1- عدم اختبار مستعمرات معزولة من اوساط حاوية اصباغا مثل (MacConkey، Eosin methylene blue) ، وذلك بسبب صعوبة تفسير النتائج .
- 2- يجرى الاختبار فقط على البكتيريا الموجبة لاختبار الاوكسيديز وذلك بسبب بعض البكتيريا السالبة لاختبار تكون مشعة طبيعيا .



الشكل (٤١): اختبار MUG .
A : النتيجة الموجبة Positive .
B : النتيجة السالبة Negative .

اختبار اختزال النترات Nitrate Reduction

الغرض من الاختبار Purpose

يجرى هذا الاختبار للتعرف على قدرة الخلايا البكتيرية لاختزال النترات الى نترت. تمتاز كل اعضاء العائلة المعوية Enterobacteriaceae بأختزال النترات، لكن بعض اعضائها تايض النترت الى مركبات اخرى.

مبدأ الاختبار Principle

يتطلب التمثيل الغذائي اللاهوائي مستقبلا للالكترتون غير الأكسجين الجوي (O_2). العديد من البكتيريا السالبة لصبغة كرام تستخدم النترات كمستقبل نهائي للالكترتون، والتي تنتج انزيم nitrate reductase الذي يحول النترات (NO_3) الى النترت (NO_2)، ان اضافة sulfanilic acid و alpha-naphthylamine ، يؤدي الى تفاعل sulfanilic acid مع النترت ليكون ملح diazonium salt ويزدوج الملح مع alpha-naphthylamine لانتاج صبغة azo حمراء قابلة للذوبان في الماء واذا لم يحدث تغير في اللون فإن البكتيريا لم تختزل النترات او تختزلها الى NH_3 ، NO ، N_2O_2 . وعند ذلك يضاف الزنك Zinc، اذ يختزل بقايا النترات الى النترت والتفاعل سيتحول الى الموجب، وهذا دليلا على نتيجة الاختبار السالبة لعدم قابلية البكتيريا على اختزال النترات، اذا لم يحدث تغير في اللون بعد اضافة الزنك، هذا يشير الى ان البكتيريا اختزلت النترات الى واحد من المركبات النتروجينية التي ذكرت. يوضع انبوب درهام Durham tube في الوسط الزرعي وذلك لسببين :

- ١- تكوين الغاز في انبوب درهم يعد دليلا على تلف الوسط قبل التلقيح
- ٢- لتحديد حدوث النتجة بوساطة البكتيريا التي تنتج الغاز بمسار بديل، فاذا تكون الغاز في الانبوب قبل اضافة الكاشف اللوني فان نتيجة الاختبار سالبة بالنسبة لاختزال النترات بهذه الطريقة.

الوسط Media

اذابة (٢٠ غم) من الجيلاتين المهضوم Pancreatic digest of gelatin ، (٢غم) نترات البوتاسيوم KNO_3 ، في كمية من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويوزع في انابيب مع انبوب درهام ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة...

طريقة العمل Method

- ١- يلقح وسط النترات السائل بـ (٢-١) قطرة من مزرعة بكتيرية سائلة فنية الشكل (٤٢ - D) .
- ٢- يحضن لمدة (٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥- ٣٧) م° في ظروف هوائية . (بعض انواع البكتيريا تحتاج مدة حضن اطول للحصول على نمو كاف) . اختبار ظهور نمو واضح في الانابيب بعد (٢٤) ساعة اولمدة اقصاها (٧) ايام.
- ٣- اختبار المزرعة السائلة بعد مدة حضن مناسبة لوجود الغاز ، اختزال النترات ، واختزال النتريت من خلال الخطوات التالية:
A- ملاحظة وجود غاز في انبوب درهام، بدلالة الفقاعات داخل انبوب درهام .
B- يضاف (٥) قطرات لكل من محلول كاشف النترات (sulfanilic acid) و (alpha-naphthylamine) B ، واختبار لمدة (٣) دقائق على الاقل لتغير اللون الى الاحمر .
C- عدم تغير اللون ، يجب ان اختبار باضافة مسحوق الزنك ، وذلك بغمس ناقل خشبي في مسحوق الزنك وتنقل الكمية التي التصقت بالناقل الخشبي الى وسط النترات السائل المضاف له محلول A و B ، و اختبار لمدة (٣) دقائق على الاقل لتغير اللون الى الاحمر، يكسر الناقل الخشبي في الانبوب بعد اضافة الزنك وذلك للدلالة على اضافة الزنك.

النتائج المتوقعة Expected Results


اختبار اختزال النترات يتضمن وجود او عدم وجود ثلاثة نواتج ايجابية: غاز ، النترات (NO₃) و نتريت (NO₂) . النتائج المتوقعة ممكن ايجازها كما ياتي :

جدول (٥) نتائج اختبار اختزال النترات

التفاعل	غاز	اللون بعد اضافة محلول A و B	اللون بعد اضافة الزنك	تفسير النتيجة
$\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO}_3$	غير مكون	احمر	—	+ NO3 بدون غاز
$\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO}_3$ Partial nongaseous end products	غير مكون	احمر	—	+ NO3 بدون غاز
$\text{NO}_2 \rightleftharpoons \text{NO}_3$ gaseous end products (الشكل ٤٢ - B)	مكون	احمر	—	+ NO3 غاز +
$\text{Gaseous} \rightleftharpoons \text{NO}_3$ end product (الشكل ٤٢ - C)	مكون	غير مكون	غير مخمّر	+ NO3 ، + NO2 ، غاز + C
$\rightleftharpoons \text{NO}_3$ nongaseous end products	غير مكون	غير مكون	غير مكون	+ NO3 ، + NO2 ، بدون غاز
$\rightleftharpoons \text{NO}_3$ بدون تفاعل	غير مكون	غير مكون	احمر	سالِب

الملاحظات:

*اختبار اختزال النترات بعد اختبارا داعما لتشخيص العائلة البكتيرية المعوية Enterobacteriaceae الى مستوى الجنس ، ويتبع بأختبارات تأكيدية للتشخيص النهائي.



الشكل (٤٢): اختزال النترات Nitrate Reduction: A. نتيجة موجبة بدون غاز. B. نتيجة موجبة مع غاز (السهم). C. نتيجة موجبة بدون لون بعد اضافة الزنك (السهم). D. انابيب غير ملقحة.

اختبار اختزال النترت Nitrite Reduction

الغرض من الاختبار Purpose

يعمل هذا الاختبار لتحديد فيما اذا البكتيريا تختزل النترت الى النتروجين الغازي او الى مركبات اخرى تحتوي النتروجين.

مبدأ الاختبار Principle

تستطيع البكتيريا من اختزال النترت الى نتروجين مع انتاج غاز وعدم تغير اللون ولا يضاف مسحوق الزنك.

تحضير الوسط Media

اذابة (٢ غم) من وسط نقيع القلب والدماغ السائل Brain-heart infusion ، (١٠ غم) كازاين مهضوم انزيميا pancreatic digest of ، (٥ غم) نسيج حيواني مهضوم peptic digest of animal casein ، (٣ غم) خلاصة الخميرة ، (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (١٠ غم) نترت الصوديوم NaNO_2 ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٨ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة . ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- يلقح وسط النترت السائل بقطرة واحدة من مزرعة سائلة بعمر (٢٤) ساعة.
- ٢- يحضن لمدة (٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م°
- ٣- اختبار الوسط بعد (٤٨) ساعة لملاحظة غاز النتروجين في انبوب درهام المقلوب، ويضاف (٥) قطرات من كواشف النترات A و B للكشف عن وجود النترت (كاشف A و B ذكرت في اختبار النترات).

النتائج المتوقعة Expected Results


- * النتيجة الموجبة : عدم تغير لون الوسط الزرعي الى الاحمر بعد (٢) دقيقة بعد اضافة الكواشف مع انتاج غاز في انبوبة درهام . الشكل (٤٣ - A).
- * النتيجة السالبة : تغير لون الوسط الزرعي الى الاحمر بعد اضافة الكواشف مع عدم انتاج غاز . الشكل (٤٣ - B).

الملاحظات :


*عدم تكون اللون الاحمر وعدم انتاج غاز ، يضاف مسحوق الزنك لتحديد عدم تأكسد النتريت الى النترات (لذا يبطل الاختبار). اذا حدث التأكسد فالسائل سوف يتحول الى اللون الاحمر بعد اضافة الزنك.



الشكل (٤٣) : اختزال النتريت Nitrite Reduction .A: النتيجة الموجبة ، عدم تغير اللون بعد اضافة الزنك وتكون غاز في انبوبة درهام (سهم).B: النتيجة سالبة.



الشكل (٤٤) اختزال النتريت :العديد من الاحياء المجهرية تختزل النتريت تحت ظروف مختلفة فالعائلة المعوية Enterbacteriaceae تختزل النتريت الى نترات NO3 والبكتريا الاخرى تختزله الى نتروجين N2 بعملية تدعى Denitrifiers وكلاهما تحدث تحت ظروف تدعى التنفس اللاهوائي .اما الانواع الاخرى من الكائنات قادرة على تمثيل النتريت واختزاله الى الامونيا NH4 الذي يدخل في تخليق الاحماض الامينية



الشكل (٤٥) دليل التفاعل

يختزل النتريت الى نترات وحامض النتروز (nitrous acid) والآخر يتفاعل مع sulfanilic acid ليكون حامض diazotized sulfanilic الذي يتفاعل مع alpha naphthylamine ليكون p-sulfobenzene-alpha-naphthylamine ذات اللون الاحمر والذي يدل على ايجابية الاختبار

اختبار o-Nitrophenyl-β-D-Galactopyranoside (ONPG) Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار في تحديد البكتيريا التي تنتج انزيم β-galactosidase الذي يحلل المادة الاساس ONPG مائيا ليكون ناتج اصفر مرئي orthonitrophenol. يميز الاختبار البكتيريا المخمرة اللاكتوز المتأخرة من غير المخمرة في العائلة المعوية Enterobacteriaceae.

مبدأ الاختبار Principle

البكتيريا المخمرة للاكتوز تكون قادرة على نقل الكربوهيدرات بفعل (β-galactoside permease) والتحلل المائي بفعل (β-galactosidase) للاكتوز lactose الى الكلوكتوز glucose وكالاكتوز galactose. البكتيريا الغير القادرة على انتاج β-galactosidase ربما تصبح متغيرة وراثيا ومحللة من خلال اليات متعددة وتشخص على انها مخمرة للاكتوز المتأخر. يدخل ONPG الى الخلايا البكتيرية التي لاتنتج انزيم permease لكنها قادرة على تحلل ONPG مائيا الى الكالاكتوز galactose ومركب اصفر o-nitrophenol، وهذا يعد دليلا لوجود β-galactosidase.

الوسط Media

(طريقة الانابيب)


اذابة (٩,٤٦ غم) من فوسفات هيدروجين الصوديوم احادية الهيدروجين Na_2HPO_4 ، (٤ غم) phenylalanine ، (٢ غم) ONPG ، (٠,٩٠٧ غم) فوسفات البوتاسيوم ثنائية الهيدروجين KH_2PO_4 ، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل الاس الهيدروجيني الى ٨,٠ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة .ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- يلحق انبوب حاوية كلوريد الصوديوم بتركيز (٠,٨٥ %) بوساطة ناقل معدني Loop معقم مملوء ببكتيري
- ٢- يوضع قرص ONPG في الانبوب .
- ٣- يحضن لمدة (٤ ساعات) بدرجة حرارة (٣٧) م° في ظروف هوائية .
- ٤- اختبار تغير اللون في الانبوب.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : اصفر (وجود β -galactosidase) . الشكل (٤٦- A).
- * النتيجة السالبة : بدون لون (عدم وجود β -galactosidase) . الشكل (٤٦- B).



الشكل (٤٦) : اختبار OPNG . A: نتيجة موجبة Positive . B: نتيجة سالبة Negative.



الشكل (٤٧) تحلل اللاكتوز بفعل انزيم beta galactosidase

اختبار حساسية Optochin (P disk) Susceptibility Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد تأثير Optochin (Ethyl hydrocupreine hydrochloride) على البكتيريا . يقوم Optochin بتحلل بكتيريا المكورات الرئوية pneumococci (موجبة للاختبار) ، في حين تكون مكورات الفا العقدية alpha-streptococc مقاومة (سالبة للاختبار).

مبدأ الاختبار Principle

يتداخل مضاد Optochin مع ATPase وينتج ادينوسين ثلاثي الفوسفات (ATP) في البكتيريا. يوضع قرص (Optochin) المشبع (TaxoP) على طبقة من البكتيريا النامية على اطباق اكار الدم ، بالشكل يسمح للمضاد الحيوي بالانتشار خلال الوسط الزرع. يثبط المضاد الحيوي نمو البكتيريا الحساسة مكونا بذلك منطقة تثبيط zone شفافة حول القرص. يعد قطر المنطقة المثبطة من (١٤ - ١٦) ملم حساسة ، ويعد اختبار Optochin تخميني لبكتيريا *Streptococcus pneumoniae*.

طريقة العمل Method

١- تلقح اطباق من اكار الدم الحاوي (٥ %) sheep blood باثنان الى ثلاث مستعمرات من مزرعة نقية ، باستعمال ناقل معدني Loop بطريقة التخطيط.

٢- يوضع قرص المضاد الحيوي Optochin في الثلث العلوي من المنطقة المخططة في الطبق، باستعمال ملقط معقم و يضغط برفق على القرص للتأكد من اتصال القرص مع سطح الوسط.

٣- يحضن الطبق لمدة (١٨ - ٢٤) ساعة بدرجة حرارة (٣٥) م ° في ظروف (٥ %) من Co_2 .

٤- تقاس منطقة التثبيط بالمليمترات مع قطر القرص.


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : منطقة تثبيط بقطر (≤ 14 ملم) لقرص بقطر (٦ ملم) الشكل (٤٨ - A) .

* النتيجة السالبة : عدم وجود منطقة تثبيط . الشكل (٤٨ - B) .

الملاحظات :

- ١- النتيجة غير الدقيقة (المشكوك بها) اذا تكون منطقة التثبيط اقل من (١٤ ملم) للمكورات الرئوية، لذا يثبت تشخيص سلالة المكورات الرئوية بوساطة اختبار bile-solubility test الموجب النتيجة.
- ٢- عدم حضن الاطباق في حاضنة هوائية لتلافي حدوث مناطق تثبيط اوسع.



الشكل (٤٨) : اختبار قرص Optochin (TaxoP disk) .

A: بكتيريا *Streptococcus pneumoniae* يظهر منطقة تثبيط اكبر من (١٤ ملم) نتيجة موجبة .

B: نمو البكتيريا *Streptococcus* sp. Alpha-hemolytic حول القرص (نتيجة سالبة).

اختبار الاوكسيديز (طريقة كوفاكس) Oxidase Test (Kovac's Method)

الغرض من الاختبار Purpose

يحدد هذا الاختبار وجود فعالية انزيم سايتوكروم الاوكسيديز cytochrome oxidase في البكتيريا لتشخيص بكتيريا العائلة المعوية Enterobacteriaceae السالبة لاختبار الاوكسيديز وتمييزها عن العصويات الاخرى السالبة لصبغة كرام.

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل في تحديد وجود سايتوكروم الاوكسيديز البكتيري cytochrome oxidase مستخدما اكسدة المادة الأساس tetramethyl-p-phenylenediaminedihydrochloride الى indophenols ، وانتاج لون ارجواني غامق كنتاج نهائي. النتيجة الموجبة تعني (وجود الاوكسيديز oxidase) يستدل به بوساطة تغير اللون الى الارجواني الغامق . عدم ظهور اللون يشير الى نتيجة سالبة للاختبار وغياب الانزيم.

طريقة العمل Method

١- ترطب ورقة الترشيح بمادة
P - dihydrochloridephenylenediaminetetramethyl (١ %) او استعمال اقراص ورقية متوفرة تجاريا مشبعة بالمادة الاساس

- ٢- تنقل جزء صغير من المستعمرة البكتيرية (يفضل ان تكون بعمر ٢٤ ساعة) من سطح الاكار باستعمال ناقل معدني من البلاطين او خشبي وتمزج العينة على ورقة الترشيح او القرص التجاري.
- ٣- ملاحظة تغير اللون الى الازرق الغامق او الارجواني خلال (١٠ ثواني) في منطقة التلقيح على ورقة الترشيح او الاقراص الورقية.


النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : تغير اللون الى الارجواني الغامق خلال (١٠ ثواني) .
الشكل (٤٩ - A).
- * النتيجة السالبة : عدم ظهور لون . الشكل (٤٩ - B).

الملاحظات :


*التوقيت بالغ الاهمية في هذا الاختبار

*استعمال أسلاك من سبائك النيكل تحتوي الكروم والحديد (nichrome) لمزج او فرك والصاق المستعمرة البكتيرية على ورق الترشيح ربما تعطي نتيجة موجبة خاطئة .



الشكل (٤٩) : Oxidase Test (Kovac's Method).

A: نتيجة موجبة Positive . B: نتيجة سالبة Negative .



الشكل (٥٠) اختزال مادة (Tetramethyl – P – phenylenediamine dihydrochloride) بفعل انزيم Oxidase اذ تتم العملية بعد ازالة الكترول من السايتركروم سي ليتفاعل فيما بعد مع الكاشف

اختبار الاكسدة والتخمير Oxidation/Fermentation (of) Medium (CDC Method)

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين البكتيريا على اساس قدرتها على التأكسد او التخمير لكاربوهيدرات معينة .

مبدأ الاختبار Principle

يستعمل هذا الاختبار لتحديد فيما اذا كانت البكتيريا تستعمل الكاربوهيدرات لانتاج الحامض كناتج عرضي . تختبر قدرة البكتيريا غير المخمرة على انتاج الحامض من ٦ انواع كاربوهيدرات (كلوكوز glucose ، زاييلوز xylose ، مانيتول mannitol ، لاكتوز lactose ، سكروز sucrose ، ومالتوز maltose) . تلفح ٦ انابيب تحتوي كاربوهيدرات فضلا عن انبوب سيطرة يحتوي وسط اساس (OF) بدون كاربوهيدرات. كذلك يستعمل وسط الحديد الثلاثي السكر (TSI) Triple sugar iron agar (طريقة TSI) لتحديد البكتيريا التي تخمير الكلوكوز. يستعمل وسط الاكسدة / التخمير لتحديد قدرة البكتيريا على تخمر الكلوكوز الشكل (٥١-A) او اكسدة الكلوكوز الشكل (٥١-B). عدم حدوث تفاعل في (TSI) او OF، فإن البكتيريا تعد غير مستهلكة للكلوكوز الشكل (٥١-C). وصفة هيو Hugh و ليفسون Leifson تستعمل نسبة واطئة من الببتون الى كمية محدودة من الكاربوهيدرات، اختزال هذه النسبة المحددة من الببتون يكون الامينات القلوية التي تحجب انتاج الحامض الناتج من الاكسدة الايضية.

لتفسير اختبار (OF) يتطلب انبوبتين ملقحتين ، احدهما يغطي سطحه بالزيت المعدني، منتجة بيئة لاهوائية وحدوث تغير في اللون دليل على التخمير. اما انتاج الحامض في الانبوب غير المغطى وتغير اللون دليل على الاكسدة .

الوسط Media

اذابة (٢ غم) من الكازئين المهضوم Pancreatic digest of casein ، و (١٠,٠ مل) من الكليسول glycerol ، (٠,٠٣ غم) احمر الفينول (طريقة King)، و (٣ غم) من الاكار ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٣ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة. ثم يوزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- لتحديد انتاج الحامض من الكربوهيدرات ، يلقح وسط الاكار (اذ يحتوي كل وسط نوعا واحدا من الكربوهيدرات) ببكتيريا بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة وذلك بالطعن (٤ - ٥) مرات بعمق (١ سم) بوساطة ناقل معدني مستقيم (ابرة). ملاحظة / انبوتان من وسط الكلوكوز OF الملقحة، يضاف الى سطح احداها فازاين ذائب او البارافين المعقم للكشف عن التخمر.
- ٢- تحضن الانابيب بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° بظروف هوائية لمدة (٧) ايام.


النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة: انتاج الحامض (A) يتحول اللون في عمق الانبوبة الحاوية الكربوهيدرات الى الاصفر .
- * نتيجة موجبة ضعيفة (AW)Weak-positive : تكون الحامض ضعيف يستدل عنه عن طريق مقارنة الانابيب الحاوية على الكربوهيدرات مع الانابيب غير الحاوية الكربوهيدرات. اغلب البكتيريا التي تنمو في وسط الأساس (OF-base) تنتج تفاعل قاعدي. اذا يكون لون الوسط في الانبوب الحاوي على الكربوهيدرات مماثل للون الوسط في الانبوبة غير الملقحة، واذا كان لون الوسط في انبوبة السيطرة الملقحة يصبح احمر غامقا (قاعديا) فان النمو يعد موجبا ضعيفا ، على افتراض مقدار النمو هو نفسه في كلا الأنبوبين .
- * النتيجة السالبة : لون احمر او قاعدي alkaline (K) في عمق الانبوبة الحاوية للكربوهيدرات مماثل الى لون أنبوب السيطرة الملقحة.
- * عدم تغيير اللون (NC) No change او متعادل (N) Neutral : يوجد نمو في الوسط ، والوسط الحاوي للكربوهيدرات ووسط السيطرة يتحول قاعديا (احمر).
- * البكتيريا التي لا تنمو نهائيا على وسط (OF) ، توضع علامة No growth(NG) .

الملاحظات :

*نمو البكتيريا البطيء قد لايعطي نتائج لعدة ايام .

*إذا كانت الانابيب ذات غطاء محكم فيجب ترك الغطاء مفتوحا قليلا اثناء مدة الحضان للسماح بتبادل الهواء، اذ ان انبوب السيطرة والانابيب الحاوية للكربوهيدرات التي لا تتأكسد ربما لا تصبح قاعدية alkaline .



الشكل (٥١) اختبار Oxidation/Fermentation .

A:التخمير B:مؤكسد C:غير مستهلك

اختبار Oxidation–Fermentation (O–F) Test (اختبار ثاني)

اضافة الطريقة الثانية

الوسط الزرعي Hugh and Leifson's O–F Medium with Glucose

أذابة (٢ غم) من الكازئين المهضوم Pancreatic digest of casein ، Sodium chloride (٥ غم) كلوريد الصوديوم ، (٠,٣ غم) فوسفات البوتاسيوم الثنائي Dipotassium phosphate ، (٢,٥ غم) اكار Agar ، (٠,٠٨ غم) بروم ثايمول الازرق Bromthymol blue ، (١٠ غم) كلوكوز Glucose ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى (- 6.6) 7.0 ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مللتر ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة..ثم يوزع في انابيب .(ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- تسجيل اسم البكتيريا المراد اختبارها على الانابيب الحاوية للوسط مع اضافة انبوب سيطرة (مكررين لكل سكر).
- ٢- يفتح كل الانابيب بطريقة الطعن بالبكتيريا المراد اختبارها مع انابيب السيطرة.
- ٣- يغطى مكرر واحد من كل الانابيب بضمنها انابيب السيطرة بزيت معدني معقم بسمك (٣ - ٤) ملم .
- ٤- تحضن الانابيب هوائيا بدرجة حرارة (٣٥) م ° لمدة (٤٨) ساعة.
- ٥- اختبار الانابيب للكشف عن تغير لون الوسط ، ويجب مقارنة الانابيب الملقحة بأنابيب السيطرة.

النتائج المتوقعة Expected Results

الجدول (٦) نتائج اختبار الاكسدة /الاختزال

Sealed	Unsealed	Interpretation	Symbol
Green or blue	Any amount of yellow	Oxidation	O
Yellow throughout	Yellow throughout	Oxidation and fermentation or fermentation only	O-F or F
Slightly yellow at the top	Slightly yellow at the top	Oxidation and slow fermentation or slow fermentation only	O-F or F
Green or blue	Green or blue	No sugar metabolism; organism is nonsaccharolytic	N

اختبار Phenylalanine Deaminase Agar

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قدرة البكتيريا لانتزاع الامين تأكسديا من الفينيل الانين phenylalanine وتحويله الى حامض فنيل بايروفك phenylpyruvic acid ، وبوساطة هذا الاختبار يمكن تمييز جنس *Proteus* ، *Morganella* ، و *Providencia* من العائلة المعوية *Enterobacteriaceae*.

مبدأ الاختبار Principle

تقوم البكتيريا التي تنتج انزيم phenylalanine deaminase بأزالة الامين (NH_2) من phenylalanine ، ويكون ناتج التفاعل الامونيا (NH_3) و phenylpyruvic acid . ويكشف عن الاخير بأضافة بضع قطرات من كلوريد الحديدك ferric chloride بتركيز (١٠ %)، يتكون لون اخضر معقد بين المركبين.

الوسط Media

اذابة (٢ غم) من فنيل ألانين Phenylalanine ، (٣ غم) خلاصة الخميرة، (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (١ غم) فوسفات ثلاثي الصوديوم Na_3PO_4 ، و (١٢ غم) اكار agar ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٣ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة. ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها . (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)


طريقة العمل Method

- ١- يلقح سطح الوسط الفينيل ألانين phenylalanine المائل بقطرة واحدة من مزرعة بكتيرية على وسط نقيع القلب والدماغ السائل (brain-heart infusion broth) بعمر (٢٤ ساعة) .
- ٢- يحضن من (١٨ - ٢٤) ساعة (او لحين ظهور نمو واضح) بدرجة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية مع بقاء غطاء الانبوب مفتوحا قليلا .
- ٣- يضاف (٤ - ٥) قطرات من كلوريد الحديدك ferric chloride السائل على السطح المائل للوسط بعد انتهاء الحضانة.


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : ظهور اللون الاخضر على السطح المائل بعد اضافة كلوريد الحديدك ferric chloride . الشكل (٥٢ -A).

* النتيجة السالبة : عدم ظهور لون على سطح الوسط المائل بعد اضافة كلوريد الحديدك ferric chloride . الشكل (٥٢ - B).



الشكل (٥٢): اختبار Phenylalanine Deaminase
A نتيجة موجبة Positive . B : نتيجة سالبة Negative.



الشكل (٥٣) ازالة مجموعة الامين من الحامض الاميني Phenylalanine



الشكل (٥٤) دليل التفاعل

ازالة مجموعة الامين من الحامض الاميني Phenylalanine يؤدي الى تكوين حامض phenylpyruvic الذي يتفاعل مع كلوريد الحديد FeCl₃ مما يؤدي الى تكون لون اخضر يدل ايجابية الاختبار

اختبار L-PyrrolidonylArylamidase (PYR) Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتشخيص بكتيريا المكورات العقدية مجموعة A *Streptococcus pyogenes* و المكورات المعوية *enterococci* بواسطة وجود انزيم L-pyrrolidonylarylamidase .

مبدأ الاختبار Principle


يحلل انزيم L-pyrrolidonylarylamidase المادة الأساس L-pyrrolidonyl- β-naphthylamide مائيا لانتاج β-naphthylamin. والاخير يمكن ان يكشف عنه بوجود كاشف N,N-methylaminocinnamaldehyde وذلك بتكوين راسب احمر براق.

طريقة العمل Method

- 1- يبلل قرص بصورة خفيفة بالكاشف المائي reagent-grade water، ولا يغمر القرص كليا .
- 2- يمزج (فرك) بكمية قليلة من عدة مستعمرات نقية بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة باستعمال ناقل خشبي على قرص PYR.
- 3- يحضن بدرجة حرارة الغرفة لمدة (٢ - ٥) دقائق.
- 4- يضاف قطرة من الكاشف، N,N-dimethylaminocinnamaldehyde، وملاحظة ظهور لون احمر خلال دقيقة؟

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : لون احمر براق خلال (٥) دقائق . الشكل (٥٥- A).
- * النتيجة السالبة : عدم ظهور اللون او لون برتقالي . الشكل (٥٥- B).



الشكل (٥٥) : اختبار PYR test . A : نتيجة موجبة Positive . B : نتيجة سالبة Negative .

اختبار وسط البايروفيت السائل Pyruvate Broth

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قابلية او قدرة البكتيريا على استهلاك البايروفيت pyruvate، اذ يساعد في التمييز بين بكتيريا *Enterococcus faecalis* (موجبة للاختبار) و *Enterococcus faecium* (سالبة الاختبار).

مبدأ الاختبار Principle

يعد وسط البايروفيت السائل محدد المغذيات اذا يكون خاليا من الكربوهيدرات ، اضيف له حامض البايروفيك لتحديد قابلية البكتيريا على استعمال البايروفيت وتكوين حوامض ايضية metabolic acids ، اذ يتغير لون الدليل Bromthymol blue الى الاصفر بوجود الحوامض كنتيجة لانخفاض الاس الهيدروجيني.

الوسط Media

أذابة (١٠ غم) من الكازئين المهضوم Pancreatic digest of casein ، (١٠ غم) حامض البايروفيك صوديوم pyruvic acid sodium ، (٥ غم) خلاصة الخميرة yeast extract ، (٥ غم) فوسفات البوتاسيوم احادية الهيدروجين K_2HPO_4 ، (٥ غم) من كلوريد الصوديوم NaCl ، (٤٠ غم) ازرق بروم ثايمول Bromthymol blue ، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل


الاس الهيدروجيني الى ٧,٣ و يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة .ثم وزع في انابيب.(ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method

- ١- يلحق وسط البايروفيت السائل بالبكتيريا (بالشكل خفيف) النامية في مزرعة اكار الدم بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة .
- ٢- يحضن الوسط بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة من (٢٤ - ٤٨) ساعة .

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : يتغير الدليل اللوني من الاخضر الى الاصفر . الشكل (٥٦ - A).
- * النتيجة السالبة : عدم تغير اللون ، الاصفر - الاخضر يدل ضعف التفاعل وتسجل نتيجة سالبة. الشكل (٥٦ - B).



الشكل (٥٦): اختبار وسط Pyruvate Broth .A: نتيجة موجبة Positive .B: نتيجة سالبة Negative.

اختبار تحمل الملح Salt Tolerance Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار في تحديد قابلية البكتيريا على النمو في وسط ملحي عالي التركيز. ويستعمل للتمييز بين المكورات المعوية (موجبة الاختبار) من المكورات غير المعوية (سالبة الاختبار).

مبدأ الاختبار Principle

اختبار التحمل الملحي هو وسط تفريقي وانتقائي ، اذ ان المكورات المعوية مقاومة للتراكيز الملحية العالية . يستعمل لهذا الاختبار وسط نقيع القلب السائل heart infusion broth الحاوي (٦,٥%) من كلوريد الصوديوم NaCl ويحتوي كمية قليلة من الكلوكوز و كاشف bromocresol purple كدليل لوني على انتاج الحامض.

الوسط Media

يمكن استعمال وسط نقيع القلب والدماغ السائل Brain-heart infusion broth (BHI) بأضافة كلوريد الصوديوم و دليل لوني بدل عن استعمال المكونات المفردة.

المكونات : اذابة (١٠ غم) قلب مهضوم Heart digest ، (١٠ غم) نسيج حيواني مهضوم انزيميا Enzymatic digest of animal tissue ، (٦٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (١ غم) دكستروز dextrose ، (٠,٠١٦ غم) ازرق بروم ثايمول Bromthymol blue ، في كمية من الماء المقطر ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم) .


طريقة العمل Method

- ١- تنقل مستعمر او مستعمرتان من مزرعة بكتيرية بعمر (١٨ - ٢٤) ساعة الى وسط سائل حاو على (٦,٥%) . باستعمال ناقل معدني
- ٢- تحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة (٤٨) ساعة .
- ٣- اختبار يومي للكشف عن النمو.

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : تكون عكارة مرئية في الوسط السائل، تغير او عدم تغير اللون من الارجواني الى الاصفر. الشكل (A – 57).

* النتيجة السالبة : عدم تكون عكارة وعدم تغير اللون . الشكل (B – 57).



الشكل (٥٧): اختبار تحمل الملح Salt Tolerance Test

A: النتيجة الموجبة Positive. B: النتيجة السالبة Negative.

اختبار بقعة الاندول Spot Indole Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد وجود انزيم Tryptophanase ، وهو اختبار سريع يستعمل بدلا من طريقة الانابيب التي ذكرت في اختبار (الشكل ٢٧).

مبدأ الاختبار Principle

يكسر انزيم Tryptophanase التريبتوفان ليحرر الاندول Indole ، الذي يكشف عنه بواسطة قابليته للاتحاد مع الالديهيد aldehydes لتكوين مركب ملون ، البكتيريا الموجبة لانتاج الاندول يتكون مركب لوني (الازرق- الاخضر) بواسطة تفاعل الاندول Indole مع سينمالديهيد Cinnamaldehyde الذي يسهل رؤيته ، وعدم تكون اللون عند غياب الانزيم (اندول سالب).

طريقة العمل Method

١- تشبع قطعة من ورق الترشيح بـ (١ %) من كاشف Paradimethyl amino cinnamaldehyde.

٢- تنقل جزء صغير من المستعمرة البكتيرية من سطح الاكار وتمزج (فرك) العينة على سطح ورقة الترشيح. باستعمال ناقل خشبي ، والتغير السريع الى اللون الازرق يدل على النتيجة الموجبة للاختبار. معظم البكتيريا الموجبة لاختبار الاندول تحول الى لون الازرق خلال (٣٠ ثانية).


النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : تغير اللون الى الازرق خلال (٢٠ ثانية) الشكل (58) – (A).

* النتيجة السالبة: عدم تغير اللون او ظهور لون وردي خفيف. الشكل (58) – (B).

الملاحظات :

* عدم استعمال بكتيريا نامية على وسط MacConkey agar في هذا الاختبار وذلك بسبب لون المستعمرات المخمرة للاكتوز على هذا الوسط الذي سوف تتداخل مع تفسير نتائج الاختبار.



الشكل (٥٨) : اختبار بقعة الاندول Spot Indole Test . A: النتيجة موجبة
B: النتيجة سالبة Negative .

اختبار حديد السكر الثلاثي (TSI) Triple Sugar Iron Agar

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد بكتيريا العصيات السالبة لصبغة كرام التي تخمر الكلوكوز Glucose، اللاكتوز lactose و السكروز sucrose وتكون كبريتيد الهيدروجين H_2S sulfide Hydrogen). يستعمل الاختبار بالشكل اولي لتمييز اعضاء بكتيريا العائلة المعوية Enterobacteriaceae من العصيات السالبة لصبغة كرام.

مبدأ الاختبار Principle

يتكون الوسط TSI من (١٠) اجزاء من اللاكتوز ، (١٠) اجزاء من السكروز ، (١) جزء واحد من الكلوكوز والبيتون، احمر الفينول Phenol red و كبريتات الحديدوز ferrous sulfate يعملان كدليل للحموضة acidification وتكوين كبريتيد الهيدروجين H_2S على التوالي. البكتيريا التي تخمر الكلوكوز تحول كل الوسط الى الحامضي (اصفر) خلال (٨ - ١٢) ساعة. يكون قعر الانبوب حامضيا بعد مدة الحضان الكاملة، بسبب تكون الاحماض العضوية الناتجة من تخمر الكلوكوز تحت ظروف لاهوائية في قعر الانبوب، وبالرغم من ذلك يتحول سطح الوسط المائل الى الحالة القاعدية (احمر) بسبب اكسدة نواتج التخمر تحت

ظروف هوائية، وهذا التغير ناتج من تكوين ثنائي اوكسيد الكربون CO₂ والماء H₂O واكسدة البيبتونات في الوسط الى امينات قاعدية alkaline amines . فضلا عن تخمر الكلوكوز ، اللاكتوز و- او السكروز ، وان تكوين كميات كبيرة من نواتج التخمر على سطح الوسط المائل تعادل الامينات القاعدية وتجعل السطح المائل حامضي (اصفر)، على ان يقرأ التفاعل خلال (١٨ - ٢٤) ساعة . التفاعلات في وسط TSI يجب ان تقرأ بعد (٢٤) ساعة من الحضانة لانتاج حصيلة الاكسدة الهوائية لنواتج تخمر اللاكتوز و او السكروز ، واخيرا يعود سطح الوسط المائل الى الحالة القاعدية.

ان تكوين غاز ثنائي اوكسيد الكربون CO₂ وغاز الهيدروجين H₂ الذي يستدل عليه بظهور فقاعات او شقوق في الاكار او بواسطة انفصال الاكار من قعر الانبوب فضلا عن انتاج H₂S (الناتج من اختزال الثايوسلفات الصوديوم sodium thiosulfate الى H₂S) والذي يتطلب بيئة حامضية وتفاعل مع سترات امونيوم الحديدك ferric ammonium citrate لينتج عنه اسوداد في قعر اكار الانبوب.

الوسط Media

اذابة (٥ غم) كازئين مهضوم انزيميا Enzymatic digest of casein ، (٥ غم) من نسيج مهضوم انزيميا enzymatic digest of animal tissue ، (١٠ غم) yeast enriched peptone ، (١ غم) دكستروز ، dextrose ، (١٠ غم) لاكتوز lactose ، (١٠ غم) سكروز sucrose ، (٢,٥ غم) سترات امونيوم الحديدك ferric ammonium citrate ، (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (٣,٥ غم) ثايوسلفات الصوديوم sodium thiosulfate ، (٠,٢٥ غم) احمر الفينول Phenol red ، (١٣,٥ غم) اكار، في كمية من الماء المقطر ثم يعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٣ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند/انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب وتترك بالشكل مائل لحين تصلبها. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم).

طريقة العمل Method

- ١- لمس سطح المستعمرة النقية باستعمال ناقل معدني مستقيم
- ٢- يلقح مركز الوسط TSI بالطعن الى قعر الانبوب ومن ثم تخطيط السطح الوسط المائل. الشكل (٥٩ - D) .
- ٣- تحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة (١٨ - ٢٤) ساعة . مع غلق الغطاء قليلا


النتائج المتوقعة Expected Results

* سطح الوسط القاعدي Alkaline / عدم تغير لون القعر الوسط no (K/NC) change :الكوكوز ، اللاكتوز و السكرز غير مستهلكة وربما يسجل (K/K) سطح الوسط قاعدي alkaline / القعر قاعدي alkaline الشكل (C – 59) .

* سطح الوسط قاعدي alkaline / القعر حامضي acid (K/A) : تخمر الكوكوز فقط.

* سطح الوسط حامضي acid / القعر حامضي acid (A/A) : تخمر كوكوز ، سكروز و/ او اللاكتوز. الشكل (A – 59).

ملاحظة : ظهور راسب اسود في قعر الانبوب دلالة على انتاج كبريتيد الحديدوز ferrous sulfide و غاز كبريتيد الهيدروجين (H₂S+) الشكل (59) .
(B-). ظهور الفقاعات او تشققات في الانبوب دلالة على انتاج CO₂ او H₂ .
* يشير حرف الـ A الى ان البكتيريا تخمر الكوكوز والسكروز ، الكوكوز واللاكتوز ، او الكوكوز والسكروز و اللاكتوز ، مع انتاج غاز.



الشكل (59) : اختبار وسط الحديد الثلاثي السكر : A: سطح الوسط المائل حامضي acid / قعر حامضي acid مع غاز ، بدون H₂S (A/A)،

B: سطح الوسط المائل قاعدي /alkaline قعر حامضي acid بدون غاز
 موجود H₂S (K/A H₂S+) ، C : سطح الوسط المائل قاعدي / alkaline
 قعر قاعدي alkaline بدون غاز و H₂S(K/K) . D: انبوب غير ملقح .

الجدول (٧) نتائج اختبار وسط TSI

Bacterium	TSI Reaction			
	Butt	Slant	H ₂ S	Gas
<i>Enterobacter</i>	A	A	-	+
<i>Escherichia</i>	A	A or K	-	+
<i>Klebsiella</i>	A	A	-	+
<i>Citrobacter</i>	A	K or A	V	+
<i>Proteus vulgaris</i>	A	A or K	+	+
<i>Edwardsiella</i>	A	K	V	+
<i>Morganella</i>	A	K	-	+
<i>Serratia</i>	A	K or A	-	V
<i>Shigella</i>	A	K	-	-
<i>Salmonella typhi</i>	A	K	+	-

A = acid, K = alkaline, V = varies between species

اختبار كلكر اكار الحديد Kligler Iron Agar

أذابة (١٠ غم) كازاين مهضوم انزيميا pancreatic digest of casein ،
 (١٠ غم) نسيج حيواني مهضوم ببتيديا Peptic Digest of Animal
 Tissue ، (١٠ غم) لاكتوز Lactose ، (١ غم) كلوكوز (glucose) ،
 (٠,٥ غم) سترات الامونيوم الحديدية Ferric Ammonium Citrate ،
 (٥ غم) كلوريد الصوديوم Sodium chloride ، (٠,٥ غم) ثايوسلفات
 الصوديوم Sodium thiosulfate ، (١٥ غم) اكار Agar ، (٠,٢٥ غم)
 فينول الاحمر Phenol red ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس
 الهيدروجيني الى 7.2_7.6 ثم يكمل الحجم الى ١,١ لتر ، ويعقم بجهاز
 المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة .

الجدول (٨) نتائج اختبار KIA

Result	Interpretation	Symbol
Yellow slant/yellow butt—KIA	Glucose and lactose fermentation with acid accumulation in slant and butt.	A/A
Yellow slant/yellow butt—TSIA	Glucose and lactose and/or sucrose fermentation with acid accumulation in slant and butt.	A/A
Red slant/yellow butt	Glucose fermentation with acid production. Proteins catabolized aerobically (in the slant) with alkaline products (reversion).	K/A
Red slant/red butt	No fermentation. Peptone catabolized aerobically and anaerobically with alkaline products. Not from <i>Enterobacteriaceae</i> .	K/K
Red slant/no change in the butt	No fermentation. Peptone catabolized aerobically with alkaline products. Not from <i>Enterobacteriaceae</i> .	K/NC
No change in slant / no change in butt	Organism is growing slowly or not at all. Not from <i>Enterobacteriaceae</i> .	NC/NC
Black precipitate in the agar	Sulfur reduction. (An acid condition, from fermentation of glucose or lactose, exists in the butt even if the yellow color is obscured by the black precipitate.)	H ₂ S
Cracks in or lifting of agar	Gas production.	

اختبار اليوريز Urease Test

A/اختبار اليوريز بطريقة كرسنسن

Urease Test (Christensen's Method)

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار لتحديد قابلية البكتيريا على انتاج انزيم اليوريز Urease، الذي يحلل اليوريا مائيا. تشخص بكتيريا *Proteus sp.* بواسطة قدرتها السريعة على تحلل اليوريا مائيا.

مبدأ الاختبار Principle

تنتج اليوريا من نزع الكربوكسيل decarboxylation من الاحماض الامينية، وتحلل اليوريا مائيا ينتج امونيا و CO₂. ان انتاج الامونيا يجعل لوسط قاعديا، ويكشف عنه بواسطة الاس الهيدروجيني و تغير لون احمر الفينول Phenol red من البرتقالي الخفيف في (PH 6.8) الى اللون الاحمر المائل للارنجاني (وردي) في (pH 8.1).

البكتيريا الموجبة السريعة لاختبار اليوريزتحويل الوسط الى اللون الوردي خلال (٢٤) ساعة . اما الموجبة الضعيفة قد تحتاج عدة ايام، والسالبة لا تنتج لونا او لونا اصفر كنتيجة لانتاج الحامض .

الوسط Media

اذابة (١غم) جيلاتين مهضوم انزيميا Enzymatic digest of gelatin، (١غم) دكستروز dextrose ، (٥ غم) كلوريد الصوديوم NaCl ، (٢ غم) فوسفات البوتاسيوم ثنائي الهيدروجين KH₂PO₄ ، (٢٠ غم) يوريا Urea ، (٠,٠١٢) احمر الفينول phenol red ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٨ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method


- ١- يلحق سطح اليوريا المائل بطريقة التخطيط بجزء من مستعمرة معزولة نقية، او يلحق سطح الوسط المائل باضافة (١ - ٢) قطرة من مزرعة بكتيرية نامية في سط نقيع الدماغ والقلب السائل المحضونة لليلة كاملة.
- ٢- تحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة (٤٨) ساعة الى (٧) ايام . مع بقاء غطاء الانبوب مفتوح قليلا (غير محكم الغلق)،

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : تغير لون سطح الوسط المائل من البرتقالي الخفيف الى الوردي. الشكل (٦٠ - A).
- * النتيجة السالبة : عدم تغير اللون (سطح الوسط المائل والقعر تبقى ذات لون برتقالي خفيف . الشكل (٦٠ - B).

الملاحظات :

- ١- تظهر التفاعلات القاعدية بعد مدة طويلة من الحضن والتي تنتج من استهلاك البيبتون او البروتينات الاخرى التي تؤدي الى رفع الاس الهيدروجيني الذي يعطي تفاعلا موجبا خاطئا.
- ٢- تلغى النتيجة الموجبة الخاطئة باستعمال انبوب يحتوي مادة الوسط الاساسية بدون اليوريا.



الشكل (٦٠): اختبار اليوريز Urease .A: نتيجة موجبة B.Positive: نتيجة سالبة .Negative

B/ اختبار اليوريز بطريقة رستكيانوستاوارت

Rustigian and Stuart's Urea Broth

الوسط Media

اذابة (٠,١ غم) من خلاصة الخميرة ، (٩,١ غم) فوسفات البوتاسيوم monobasic،Potassium phosphate ، (٩,٥ غم) فوسفات البوتاسيوم dibasic،Potassium phosphate ، (٢٠ غم) يوريا Urea ، (٠,٠١ غم) احمر الفينول Phenol red ، كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٨ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ويوزع في انابيب ، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج لمدة ١٥ دقيقة ثم وزع في انابيب وتترك بدرجة ٢٥ م .(ملاحظة يفضل توزيع الوسط في انابيب ثم تعقم)


طريقة العمل Method

- ١- تؤخذ انابيب تحوي الوسط السائل لليوريا
- ٢- تلقح الانابيب بكمية من البكتيريا (كثيفة). وعدم تلقح انبوبة السيطرة.

٣- حضن الانابيب بظروف هوائية بدرجة حرارة (٣٥) م° لمدة (٢٤) ساعة.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : تغير في اللون من البرتقالي الخفيف الى الوردي.
الشكل (A-٦١).
- * النتيجة السالبة : عدم تغير اللون (تبقى ذات لون برتقالي خفيف) .
الشكل (C-٦١).



الشكل (٦١) اختبار اليوريز بطريقة Rustigian and Stuart's الانبوب على الجانب الايسر (A): موجب النتيجة ،الانبوب في الوسط (B): سيطرة، الانبوب على الجانب الأيمن (C): سالب النتيجة .

اختبار عامل (V,X) X and V Factor Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل اختبار عامل V,X لتمييز انواع بكتيريا *Haemophilus*. ان تنمية اعضاء اجناس بكتيريا *Haemophilus* في المختبر تحتاج عوامل نمو مساعدة، بعض انواع بكتيريا *Haemophilusspp.* تحتاج الى عامل X (hemin) فقط. او عامل V (نيكوتين اميد ادنين داي نوكلبيوتايد (NAD) nicotinamide adenine dinucleotide) فقط ، او تحتاج الى العاملين معا.

مبدأ الاختبار Principle

يلقح وسط اكار نقيع القلب ، ووسط اكار تربتك الصويا tryptic soy agar، ووسط اكار الهيموفلس *Haemophilus agar*، او اكار المغذي nutrient agar بالبكتيريا المراد اختبارها بطريقة التخطيط، ثم توضع اقراص او اشربة مشبعة بـ (V,X ، او XV) على السطح الوسط الملقح ، وبالسماح للعوامل المكملة بالانتشار الى الوسط الزراعي. سوف تنمو البكتيريا فقط حول القرص الذي يجهزها بالعامل المناسب لنمو البكتيريا .


طريقة العمل Method

- ١- يعمل عالق بكتيري خفيف (٠,٥ مكفرلاند MacFarland) في محلول ملحي معقم (ملاحظة / عدم وضع عامل X في الوسط الذي اخذت منه البكتيريا وكذلك يستعمل ناقل معدني وليس الماسح القطني فيعمل عالق بكتيري).
- ٢- يغمر ماسح قطني معقم في العالق البكتيري وينشر على سطح الوسط Trypticase soy agar.
- ٣- توضع اقراص عامل X ، (V و XV) على سطح الوسط الاكار وبمسافة (٤ - ٥ سم) بين قرص واخر .
- ٤- تحضن بدرجة حرارة (٣٥ - ٣٧) م° في ظروف هوائية لمدة ٢٤ ساعة .

النتائج المتوقعة Expected Results

* النتيجة الموجبة : النمو حول اقراص عامل XV فقط ، تحتاج لكلا العاملين. الشكل (٦٢ - A). النمو حول قرص V ، وعدم نمو حول قرص X ، ونمو خفيف حول قرص XV يدل على احتياجه لعامل V. الشكل (٦٢ - B).

* النتيجة السالبة : النمو على سطح الاكار يشير الى عدم الاحتياج الى عامل X
او V الشكل (٦٢ - C).



الشكل (٦٢) اختبار عامل (NAD).

A: النتيجة الموجبة : النمو حول قرص XV فقط.

B: النتيجة الموجبة : نمو حول قرص V .

: النتيجة سالبة : نمو على جميع سطح الطبق .


اختبار تحليل النشأ المائي Starch Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين البكتيريا التي لها القدرة على تحليل النشأ وغير المحللة.

مبدأ الاختبار Principle

تنتج العديد من البكتيريا انزيمات تسمى hydrolases التي تحفز على تجزئة الجزيئات العضوية الى جزيئات اصغر بوجود الماء . يظهر هذا الاختبار تحليل كربوهيدرات النشأ التي تتكون جزيئات من الاميلوز amylose (وهو عبارة عن بوليمر كلوكوز (٢٠٠ - ٣٠٠ وحدة) غير المتفرع) والاميلوبكتين amylopectin (وهو بولمر كبير متفرع)، يتحلل كلاهما مائيا بسرعة بواسطة انزيم الاميليز amylases البكتيري لينتج الدكسترين dextrins، مالتوز Maltose ، والكلوكوز glucose كما يأتي :



الشكل (٦٣) تحليل النشأ Starch

يمكن استعمال ايودين كرام Gram's iodine للإشارة الى وجود النشأ، اذ يكون معه معقد ازرق الى بني اللون ، وان عدم ظهور لون عند اضافة ايودين كرام Gram's iodine الى الوسط الحاوي النشأ والنمو البكتيري (عدم انتاج انزيم الاميليز amylase من قبل البكتيريا) ، يدل على عدم تحليل النشأ مائيا .

الوسط الزراعي Media


وسط اكار النشأ Starch Agar

اذابة (٣ غم) من خلاصة لحم البقر Beef extract ، (١٠ غم) نشأ قابل للذوبان Soluble starch ، (١٢ غم) اكار Agar ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٧,٥ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ،

ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ثم يوزع في اطباق وتترك لحين تصلبها.

طريقة العمل Method

- ١- يقسم طبق اكار النشأ على مناطق ويعلم بأسم البكتيريا المراد اختبارها .
- ٢- يلقح الوسط بالبكتيريا على منطقة معينة بالشكل خط مستقيم باستخدام ناقل معدني معقم
- ٣- يحضن الطبق لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة بدرجة حرارة (35)م° .
- ٤- يوضع عدة قطرات من ايودين كرام Gram's iodine على كل منطقة ملقحة بالبكتيريا المزروعة على طبق اكار النشأ. ظهور منطقة شفافة حول خط النمو دليل على تحلل النشأ مائيا، والاختبار هو موجب. الشكل (٦٤ - A) عدم تكون منطقة شفافة او تحول كل الوسط الى اللون الازرق يدل على عدم تحلل النشأ مائيا، والنتيجة سالبة للاختبار الشكل (٦٤ - B).
- ١- هناك طريقة للنتائج صعبة القراءة ،وهي قلب الطبق بعد ازالة الغطاء على بيكر يحتوي بلورات الايودين ، البخار المتصاعد سيتفاعل مع النشأ بدون تداخل اللون الاحمر _ البني غير المتفاعل للايودين.



الشكل (٦٤) اختبار التحلل المائي للنشأ Starch hydrolysis.

A: النتيجة موجبة .Posative B: النتيجة سالبة Negative.


اختبار تحلل الدهون Lipid Hydrolysis

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين مجاميع البكتيريا، *Enterobacteriaceae*، *Clostridium*، *Staphylococcus*، *Neisseria* التي تنتج انزيم اللايباز الذي يقوم بتحلل الدهون مائيا

مبدأ الاختبار Principle

تتكون الدهون او الكليسيرات الثلاثية من جزيئات الكليسرول التي ترتبط مع الاحماض الدهنية بواسطة اواصر الاستر ، تفرز بعض البكتيريا انزيمات تسمى lipases التي تجزئ الاحماض الدهنية من الكليسرول ، الاحماض الدهنية والكليسرول تستعمل فيما بعد لاغراض التمثيل الغذائي مثل بناء الفوسفوليبيد الذي يدخل في بناء الغشاء البلازمي او يستعمل لعمليات الهدم لانتاج الطاقة . تحلل الدهون الثلاثية وتفكك الأحماض الدهنية إلى سلسلة قصيرة من الأحماض العضوية المتطايرة هي السبب في أن الدهون تصبح متزنخة . يحتوي وسط Spirit blue على الببتون كمصدر للكربون والنيتروجين والفيتامينات، كما أنه يحتوي على ترايبوترين ، وهو من الدهون الثلاثية الحيوانية الطبيعية البسيطة التي تستعمل كمادة اساس لعمل انزيم اللايباز، وإطلاق الأحماض الدهنية من ترايبوترين عن طريق نشاط اللايباز ينتج عنه انخفاض في الأس الهيدروجيني PH للوسط وتكون راسبا أزرق داكن اللون، ومع ذلك فإن بعض البكتيريا لا تحلل جميع الأحماض الدهنية من ترايبوترين ونتيجة لذلك لم يتم خفض الاس الهيدروجيني وتكوين راسب ازرق داكن اللون. في هذه الحالة ، تحضر الاحماض الامينية بطريقتين :-



الشكل (٦٥) تحلل جزيئة Triglyceride

A/ الوسط الزراعي (SpiritMedia) Blue Agar

إذابة (٢٠غم) من الاكار ، (١٠ غم) كازاين مهضوم انزيميا Pancreatic digest of casein ، (٥ غم) خلاصة الخميرة Yeast extract ، (١٥،٠

غم) Spirit Blue ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٨ ويكمل الحجم الى (٩٧٠ مل) من الماء المقطر ويمزج جيدا ويسخن ببطء لحين الغليان ثم تعقم بالمؤصدة لمدة ١٥ دقيقة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ ، وبعدها يبرد الى درجة (٤٠ - ٥٠) م° . ويضاف (٣٠ مل) مستحلب الدهني Lipoidal emulsion معقم ، يمزج جيدا ، ثم يصب في اطباق بتري معقمة مع التحريك المستمر للدورق للحفاظ على انتشار المستحلب ويحفظ في درجة ٢٥ م° .

تحضير المستحلب الدهني Lipoidal Emulsion

اضافة (٠,١ مل) TweenTM 80 الى (٤٠٠ مل) من الماء المقطر الدافئ deionized water ، يمزج جيدا ، يضاف (١٠٠ مل) من زيت القطن او زيت الزيتون يستحلب بالخلاط ثم يعقم بالمؤصدة لمدة ١٥ دقيقة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند /انج^٢ ، وبعدها يبرد الى درجة (٤٠ - ٥٠) م° .

طريقة العمل Method

- ١- يلحق الطبق بالبكتيريا المراد اختبارها.
- ٢- يحضن الطبق لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥) م°.
- ٣- يلاحظ تكون منطقة زرقاء حول النمو البكتيري دليل على التحلل الدهني ، عدم تغير لون الوسط دليل على عدم تحلل الدهون مائيا

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : وجود منطقة زرقاء حول النمو البكتيري. الشكل (٦٦).
- * النتيجة السالبة : يبقى لون المنطقة المحيطة بالنمو لون الوسط الزرعي نفسه الشكل (٦٦).



الشكل (٦٦) التحلل الدهني على وسط Spirit (Blue Agar) : النتيجة الموجبة والسالبة.

B / الوسط الزرعي Tributyrin Agar


أذابة (٣ غم) من خلاصة اللحم البقري Beef extract ، (٥ غم) من البيتون Peptone ، (١٥ غم) من الاكار ، وازفافة (١٠ مل) من Tributyrin oil ، في كمية من الماء المقطر وبعدل الاس الهيدروجيني الى (5.8-6.2) ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مل ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج لمدة ١٥ دقيقة. وتصب في اطباق وتترك للتصلب

طريقة العمل Method


- ١- يلقح الطبق بالبكتيريا المراد اختبارها .
- ٢- يحضن الطبق في وضع مقلوب لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥) م° ± (٢) م° .
- ٣- يلاحظ تكون منطقة شفافة حول النمو البكتيري ، وعدم تكون منطقة شفافة يحضن الطبق اضافيا لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥) م° .

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : وجود المنطقة الشفافة حول النمو البكتيري، الشكل (٦٧) .
- * النتيجة السالبة : عدم وجود المنطقة الشفافة حول النمو البكتيري، الشكل (٦٧) .



الشكل (٦٧) تحلل وسط Tributyrin Agar



الشكل (٦٨) ابيض الدهن: تكون جزيئة الكليسرول الثلاثية من ثلاث ذرات كاربون كحولية (كليسرول) يرتبط بها ثلاثة احماض دهنية، وينتج من تايبضه مركبات تستعمل في التحلل السكري ودورة كربس

اختبار المالونيت Malonate Test

الغرض من الاختبار Purpose



يستعمل اختبار المالونيت Malonate للتمييز بين *Escherichia* التي لا تنمو على الوسط و *Enterobacter* ، ويستعمل كوسط تفريقي بعد توسيعه ليشمل انواع اخرى من العائلة المعوية *Enterobacteriaceae*.

مبدأ الاختبار Principle

يكون المالونيت واحد من التفاعلات الإنزيمية العديدة لدورة كريبس، اذ يتكون من اكسدة السكسونت succinate الى الفيومريت fumarate ، الذي يتطلب انزيم succinate dehydrogenase ويختزل مساعد الانزيم FAD الى FADH2 الشكل (٦٩ معادلة ١).

يضاف المالونيت (Malonate (malonic acid الى الوسط الزرعي الذي يشبه السكسونت ويحل محله كمادة اساسية في التفاعل الشكل (٦٩ معادلة ٢).

ان التنشيط التنافسي لانزيم succinate dehydrogenase وتراكم succinate في الخلايا يؤدي الى توقف دورة كريبس وبالتالي يقتل البكتيريا مالم تستطيع تخمر او استهلاك المالونيت كمصدر اخر وحيد للكربون . ويعد وسط المالونيت السائل محدد لتلك العمليات ، ويحتوي الوسط على تركيز عالي من مالونات الصوديوم sodium malonate ، خلاصة الخميرة وكمية قليلة جدا من الكلوكوز لتعزيز نمو البكتيريا التي تكون بطيئة النمو بدونه. اضافة دوارى لمعادلة الوسط الزرعي عند اس هيدروجيني ٦,٧ . صبغة البروم ثيمول الأزرق Bromthymol blue والتي تعطي اللون الاخضر في الانابيب غير الملقحة وتعد دليلا على تغير الـ PH، اذ البكتيريا التي لا تستطيع استهلاك المالونيت وتخمّر كمية قليلة الكلوكوز سوف تحول الوسط الى اللون الاصفر الخفيف او لا تغير في اللون وهي بذلك تكون نتيجة سالبة. اما اذا استهلكت البكتيريا المالونيت سوف يكون الوسط قاعديا ويتغير لونه من الاخضر الى الازرق الغامق ، وبذلك تكون النتيجة موجبة.



الشكل (٦٩) التنشيط التنافسي للإنزيم Succinate dehydrogenase بواسطة malonate

ترتبط جزيئة malonate بالإنزيم مما يعمل على منع ارتباط succinate وتحويله إلى fumarate

الوسط الزراعي Media

إذابة (١ غم) خلاصة الخميرة Yeast extract، (٢ غم) كبريتات الأمونيوم Ammonium sulfate، (٠,٦ غم) فوسفات البوتاسيوم الثنائية Dipotassium phosphate، (٠,٤ غم) فوسفات البوتاسيوم الأحادية Monopotassium phosphate، (٢ غم) كلوريد الصوديوم Sodium chloride، (٣ غم) مالونيت الصوديوم Sodium malonate، (٠,٢٥ غم) كلوكوز Glucose، (٠,٠٢٥ غم) بروم ثيمول الأزرق Bromthymol blue، في كمية من الماء المقطر ويعدل الأس الهيدروجيني إلى (٦,٥-٦,٩) ثم يكمل الحجم إلى ١٠٠٠ مل، ويعقم بجهاز المؤسدة بدرجة ١٢١°م وبضغط ١٥ باوند/انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة يوزع في أنابيب ويحفظ في درجة ٢٥ م. (ملاحظة يفضل توزيع الوسط في أنابيب ثم تعقم)

طريقة العمل Method.

- ١- تلقح انابيب الوسط بالبكتيريا المراد اختبارها وعدم تلقيح انبوب السيطرة.
- ٢- تحضن الانابيب لمدة (٢٤ - ٤٨) ساعة بدرجة حرارة (٣٥) \pm ٢ م°.
- ٣- ملاحظة تغير اللون في الانابيب.

النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : تغير لون الوسط من الاخضر الى الازرق الغامق. الشكل (٧٠).
- * النتيجة السالبة : تغير لون الوسط الى الاصفر الخفيف او عدم تغير في اللون. الشكل (٧٠).



الشكل (٧٠) اختبار Malonate:

الانبوب في الجانب الايسر موجب النتيجة ، والانبوب في الوسط سيطرة اما الانبوب في الجانب الايمن سالب النتيجة .


اختبار تحليل الكازئين Casein Hydrolysis Test

الغرض من الاختبار Purpose

يستعمل هذا الاختبار للتمييز بين البكتيريا التي لها القدرة على إنتاج انزيم casease والبكتيريا غير المنتجة للانزيم

مبدأ الاختبار Principle

تتطلب العديد من البكتيريا البروتينات كمصدر للأحماض الأمينية والمكونات الأخرى للعمليات البنائية، بعض البكتيريا لديها القدرة على إنتاج وافراز الإنزيمات في البيئة التي تحفز هدم البروتينات الكبيرة إلى ببتيدات أصغر أو إلى أحماض أمينية مفردة والتي يمكن امتصاصها عبر الغشاء البلازمي. تنتج بعض البكتيريا انزيم Casease الذي يحلل بروتين الحليب (الكازئين الذي يكسب الحليب اللون الأبيض)، إلى أجزاء أصغر، وبذلك يفقد الكازين عادة قوامه غير الشفاف ويصبح شفافا. يكشف عن وجود انزيم casease بوساطة اختبار اكار الحليب Milk agar ، هو وسط يحتوي على كازئين مهضوم انزيميا ، pancreatic digest of casein ، خلاصة الخميرة Yeast extract ، دكستروز dextrose ، مسحوق الحليب powdered milk . عند تلقيح أطباق اكار الحليب بالبكتيريا الموجبة لهذا الاختبار تقوم بأفراز انزيم casease الذي ينتشر في الوسط الزرعي حول المستعمرة البكتيرية وتكون منطقة شفافة نتيجة تحليل الكازئين. اما البكتيريا السالبة للاختبار فلا تنتج انزيم casease ولا تكون منطقة شفافة حول النمو البكتيري.



الشكل (٧١) تحلل الكازين: تحلل البروتين يحصل من كسر الاواصر الببتيدية بين الاحماض الامينية ويؤدي الى انتاج ببتيدات او احماض امينية

الوسط Media

اذابة (٥ غم) كازئين مهضوم انزيميا pancreatic digest of casein ، (٢,٥ غم) خلاصة الخميرة Yeast extract ، (١٠٠ غم) مسحوق حليب غير دسم Powdered nonfat milk ، (١ غم) كلوكوز Glucose ، (١٥ غم) Agar ، في كمية من الماء المقطر ويعدل الاس الهيدروجيني الى ٦,٩ - ٧,١ ثم يكمل الحجم الى ١٠٠٠ مللتر ، ويعقم بجهاز المؤصدة بدرجة ١٢١ م° وبضغط ١٥ باوند / انج^٢ لمدة ١٥ دقيقة ويصب في اطباق وتترك لحين تصلبها

طريقة العمل Method

- ١- يقسم طبق الوسط الزراعي على اجزاء متساوية ويعلم بأسماء البكتيريا المراد اختبارها ومنطقة السيطرة.
- ٢- يلقح كل جزء بالبكتيريا المراد اختبارها *Bacillus cereus* و *Escherichia coli* مع ترك منطقة السيطرة بدون تلقيح .

- ٣- يحضن الطبق بطروف هوائيا بدرجة حرارة (٣٥) م° لمدة (٢٤) ساعة. وبالشكل مقلوب
- ٤- ياخذ الطبق بملاحظة المنطقة الشفافة حول المستعمرة البكتيرية .


النتائج المتوقعة Expected Results

- * النتيجة الموجبة : وجود منطقة شفافة حول المستعمرة على الاكار يدل على وجود الانزيم.
- * النتيجة السالبة : عدم وجود منطقة شفافة حول المستعمرة على الاكار يدل على عدم وجود الانزيم.



الشكل (٧٢) اختبار Milk Agar المستعمرة الاعلى موجبة الاختبار ، المستعمرة السفلى سالبة الاختبار.

ملحق (١): الفحوصات الكيموحيوية لتشخيص أنواع بكتريا *Staphylococcus* spp



* Available commercially from Remel, Inc., Lenexa, Kan.

† Rarely involved in infections in humans.

‡ Alkaline phosphatase available as a disk (Becton Dickinson and Company, Sparks, Md.) or a tablet (KEY Scientific Products, Round Rock, Texas).

§ Mueller's decarboxylase medium.

ilirRNA gene restriction site polymorphism with pBA2 as a probe may be required to separate these species.

ملحق (٢) الفحوصات الكيميائية للبكتريا الكروية الموجبة لصبغة كرام والسلبية لفحص الكاتليز

Organisms	Gram Stain from Thio Broth	Hemolysis α , β , or non ^a	Cytochrome ^b / Catalase	Van	LAP	PVR	Gas in MRS Broth	Motility	on BE	In 6.5% NaCl Broth	GROWTH At 10° C At 45° C		Comments
<i>Leuconostoc</i>	cb, pr, ch	α , non	-/-	R	V	-	+	-	V	V	V	V	
<i>Enterococcus</i> <i>Vancomycin</i> R	c, ch	α , β , or non	-/- ^c	R	+	+	-	-	+	+	+	+	
<i>Streptococcus</i> (all)	c, ch	α , β , or non	-/-	S	+ ^d	V ^f	-	-	V ^d	V ^h	-	V	
<i>S. agalactiae</i>	c, ch	β , non	-/-	S	+	-	NT	-	-	V	NT	NT	
<i>S. bovis</i>	c, ch	α , non	-/-	S	+	-	-	-	+	-	-	+	
Viridans streptococci	c, ch	α , non	-/-	S	+	-	-	-	-	-	-	V	
<i>S. urinalis</i>	c, pr, ch	non	-/-	S	+	+	-	-	+	+	-	+	
<i>Abiotrophia</i>	c, ch	α , non	-/-	S	V	V	-	-	-	-	-	V	Satellitism around <i>S. aureus</i>
<i>Granulicatella</i>	c, pr, ch	α	-/-	S	+	+	-	-	NT	-	-	V	Satellitism around <i>S. aureus</i>
<i>Lactococcus</i>	cb, ch	α , non	-/-	S	+	V	-	-	+	V	+	V ⁱ	
<i>Dolosigranococcus paucivorans</i>	c, pr, ch	α	-/-	S	-	+	-	-	-	-	-	-	
<i>Globicatella sanguinis</i>	c, ch, pr	α , non	-/-	S	-	V	-	-	+	+	+	V	
<i>Vagococcus</i>	c, ch	α , non	-/-	S	+	+	-	+	+	V	+	V	
<i>Lactobacillus</i>	cb, ch	α , non	-/-	V	V	-	V	-	V	V	+	V	
<i>Weissella confusa</i>	Elongated bacilli ^k	α	-/-	R	-	NT	+	V	+	V	NT	+	Arginine positive

- A Hemolysis tested on TSA with 5% sheep blood.
- B Cytochrome enzymes as detected by the porphyrin broth test.
- C Enterococci may produce a positive “pseudocatalase” effervescence. This occurs when *E. faecalis* strains grown on a blood-containing medium are tested for catalase production
- D *Vagococcus fluvialis* is negative for l-arabinose and raffinose, but the motile *Enterococcus gallinarum* is positive for both.
- E The most common isolates are positive.
- F *S. pyogenes*, *S. pneumoniae*, and *S. urinalis* are PYR positive.
- G Five percent to 10% of viridans streptococci and *S. bovis* are bile esculin positive.
- H Some beta streptococci grow in 6.5% salt broth.
- I Occasional isolates are positive or give weakly positive reactions that are difficult to interpret.
- J Majority of strains will not grow at 45° C in less than or equal to 48 hours.
- K From blood agar, the organism resembles a gram-positive coccobacillus, α , alpha-hemolytic; β , beta-hemolytic; BE, bile esculin hydrolysis; c, cocci; cb, coccobacilli; ch, chaining; pr, pairs; LAP, leucine aminopeptidase; MRS, gas from glucose in Mann, Rogosa, Sharp Lactobacillus broth; NT, not tested; PYR, pyrrolidonyl arylamidase; THIO, thioglycollate broth; Van, vancomycin (30 μ g) susceptible (S) or resistant (R); +, 90% or more of species or strains are positive; –, 90% or more of species or strains negative; V, variable reactions.

ملحق (٣) الفحوصات الكيموجوية لبكتريا Paenibacillus ، Brevibacillus ، Bacillus

Organism	Bacillary Body Width >1 µm	Wide Zone Lecithinase	Spores Swell Sporangium	Voges Proskauer	Glucose with Gas	FERMENTATION OF:			Citrate	Indole	Motility	Parasporal Crystals
						Mannitol	Xylose	Anaerobic Growth				
<i>Bacillus anthracis</i>	+	+	-	+	-	-	-	+	V	-	-	-
<i>B. cereus</i>	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	+	-
<i>B. thuringiensis</i>	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	+	+
<i>B. mycoides</i>	+	+	-	+	-	-	-	+	+	-	-	-
<i>B. megaterium</i>	+	-	-	-	-	+ or (+)	V	-	+	-	+	-
<i>B. licheniformis</i>	-	-	-	+	-	+	+	+	+	-	+	-
<i>B. pumilus</i>	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-
<i>B. subtilis</i>	-	-	-	+	-	+	+	-	+	-	+	-
<i>B. circulans</i>	-	-	+	-	-	+	+	V	-	-	+	-
<i>B. coagulans</i>	-	-	V	V	-	-	V	+	V	-	+	-
<i>Brevibacillus brevis</i>	-	-	+	-	-	+	-	-	V	-	+	V
<i>Paenibacillus macerans</i>	-	+	+	-	+	+	+	+	-	-	+	-
<i>P. alvei</i>	-	-	+	+	-	-	-	+	-	+	+	-
<i>P. polymyxa</i>	-	+	+	+	+	V	+	+	-	-	+	-

*Weak lecithinase production only seen under the colonies.
+ , 90% or more of species or strains are positive; - , 90% or more of species or strains are negative , v , variable reactions; () , reactions may be delayed.

ملحق (٤) : الفوصات الكيميائية للعائلة المعوية Enterobacteraceae

		Escherichia coli	Ewingella americana	H. alvei	Plesiomonas shigelloides "oxidase +"	Shigella sonnei	Other Shigella	S. enteritidis	S. typhi	Edwardsiella tarda		Citrobacter	Klebsiella	Enterobacter		Serratia	Proteus		Providencia	Yersinia enterocolitica
Indole		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Methyl red		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Voges Proskauer		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Simmons citrate		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Hydrogen Sulfide (T/S)		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Urea		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Motility		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Lysine decarboxylase		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Arginine dihydrolase		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Ornithine decarboxylase		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Phenylalanine deaminase		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Gas from D-glucose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Lactose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Sucrose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
D-Mannitol		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Adonitol		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Inositol		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
D-Sorbitol		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
L-Arabinose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Raffinose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
L-Rhamnose		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
KCN, growth in		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
Gelatin (22°C)		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+
DNAse		+	+	+	+	+	+	+	+	+										+

. V, Variability can be equally either positive or negative; +(v), greater probability for positive reaction >50%; -(v), greater probability for negative reaction >50%; (+), positive > 80%; (-), negative > 80%. The pink squares indicate a pattern useful for preliminary recognition. The green squares indicate a key characteristic for biochemical identification.

ملحق (٥): الفوصات الكيموية لبكتريا *Acidovorax*، *Brevundimonas*، *Burkholderia*، *Pseudomonas*

Organisms	Growth at 42°C	Nitrate Reduction	Gas from Nitrate	Gelatin Liquefied	Arginine Dihydrolyase	Lysine Decarboxylase	Urea Hydrolysis	Oxidizes Glucose	Oxidizes Lactose	Oxidizes Mannitol	Oxidizes Xylose
<i>Acidovorax delfieldii</i>	V	+	—	—	+	—	+	+	—	V	V
<i>Acidovorax facilis</i>	—	+	—	+	+	—	+	+	—	+	+
<i>Acidovorax temperans</i>	+	+	—	—	—	—	V	+	—	V	—
<i>Brevundimonas diminuta</i>	V	—	—	V	—	—	—	V	—	—	—
<i>B. vesicularis</i>	V	—	—	V	—	—	—	V	—	—	V
<i>Burkholderia cepacia</i> complex	V	V	—	V	+	V	V	+	V	+	V
<i>B. pseudomallei</i>	+	+	+	V	+	—	V	+	+	+	+
<i>B. mallei</i>	—	+	—	—	+	—	V	+	V	—	V
<i>Pandoraea</i> spp.	V	V	—	—	—	—	V	+w	—	—	—
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	+	+	+	V	+	—	V	+	—	V	+
<i>P. fluorescens</i>	—	—	—	+	+	—	V	+	V	V	+
<i>P. mendocina</i>	+	+	+	—	+	—	V	+	—	—	+
<i>P. monteilii</i>	—	—	—	—	+	—	V	+	—	—	—
<i>P. mosselii</i>	—	—	—	+	+	—	ND	+	—	V	—
<i>P. putida</i>	—	—	—	—	+	—	V	+	V	V	+
<i>P. stutzeri</i>	V	+	+	—	—	—	V	+	—	+	+
<i>Pseudomonas veronii</i>	—	+	+	V	+	ND	V	+	ND	+	+
<i>Pseudomonas</i> -like group 2	V	V	—	—	V	—	+	+	+	+	+
CDC group 1c	+	+	—	—	+	—	V	+	—	—	—
<i>Raistonia insidiosa</i>	+	+	ND	ND	N	—	V	—	V	ND	ND
<i>Raistonia mannitollytica</i>	+	—	—	V	—	—	+	+	+	+	+
<i>R. pickettii</i>	V	+	V	V	—	—	+	+	V	—	+

ND, No data; v, variable; ++, >90% of strains are positive; —, >90% of strains are negative; w, weak.

ملحق (٦): الفحوصات الكيميائية لبكتريا *Haemophilus*

Organism	X Factor	V Factor	Beta-Hemolytic on Rabbit Agar	Catalase	Lactose	Glucose	Xylose	Sucrose	Mannose	β-galactosidase
<i>Haemophilus influenzae</i>	pos	pos	neg	pos	neg	pos	pos	neg	neg	neg
<i>H. aegyptius</i>	pos	pos	pos	pos	neg	pos*	neg	neg	neg	neg
<i>H. haemolyticus</i>	pos	pos	pos	pos	neg	pos	V	neg	neg	neg
<i>H. parahaemolyticus</i>	neg	pos	pos	V	neg	pos	neg	pos	neg	V
<i>H. parainfluenzae</i>	neg	pos	V	V	neg	pos	neg	pos	pos	V
<i>H. pittmaniae</i>	neg	pos	pos	pos ^w	neg	pos	neg	pos	pos	pos
<i>H. paraphrohaemolyticus</i>	neg	pos	pos	pos	neg	pos	neg	pos	neg	V
<i>H. ducreyi</i>	pos	neg	neg*	neg	neg	V	neg	neg	neg	neg

+ , >90% of strains positive; − , >90% of strains negative; w · indicates a weak reaction; v · indicates a variable reaction.

*Delayed reactions in some strains

Tille,P.M.(2014). Bailey & Scott's Diagnostic Microbiology, 13th ed, Mosby, Inc, an affiliate of Elsevier Inc..China.1193PP.

Leboffe,M.J.and Pierce ,B.E.(2010). Microbiology Laboratory Theory & Application ,3th ed , Morton Publishing Company INC. United States of America.786.PP.

Harley,J.P.and Prescott,L.M..(2002).Laboratory Exercises in Microbiology, 4th ed, The McGraw–Hill Companies INC. United States of America.449PP.

Atlas,R.M.(2010). Handbook of MICROBIOLOGICAL MEDIA. 4th ed. Taylor and Francis Group, LLC. United States of America.2043PP.